

elde edilenlerle karşılaştırıldı.

U.u. için genel kabul 96,6%'dır (sıvı mikro dilüsyon sayım yöntemi ile 10⁴ CCU/mL'de 1 yanlış negatif ve sıvı mikro dilüsyon sayım yöntemi ile 10² CCU/mL'de 2 yanlış pozitif belirledik).

M.h. için genel kabul 97,7%'dir (rutin laboratuvar yöntemiyle 10² CCU/mL'de 2 yanlış pozitif belirledik).

U.u. ve M.h. için genel kabul 97%.1'dir.

14.2 Duyarlılık testi

Sıvı ortamdaki minimum inhibitör konsantrasyonlarını (MIC) belirleme yöntemi ile MYCOFAST *Revolution* ATB + yöntemi arasında ulusal referans laboratuvarında karşılaştırmalı çalışma gerçekleştirilmiştir method.

Test edilen suşlar (7 *U. urealyticum*, 11 *U. parvum* ve 16 *M. hominis*) referans suşlar, vahşi tip klinik suşlar veya edinilmiş dirençli suşlardır. Her suş 10³, 10⁴ ve 10⁵ CCU/mL dilüsyonlarda test edildi. 10⁴ ve 10⁵ CCU/mL oranları için, sonuçlar 24 saatlik inkübasyondan sonra okunmuş ve yorumlanmıştır.

10³ CCU / mL oranı için, 24 saat içinde negatif test olması durumunda 48 saatlik inkübasyondan sonra sonuçlar okunmuş ve yorumlanmıştır.

Her iki yöntemin sonuçları CLSI önerilerine göre duyarlı (S) veya dirençli (R) olarak yorumlandı.

Ureaplasma urealyticum / *Ureaplasma parvum* için genel kabul şudur: 93.8% (394/420).

10⁴-10⁵ CCU/mL'deki oranlar için *Mycoplasma hominis* için genel kabul: 93.4% (227243).

kabul	<i>Ureaplasma urealyticum</i> / <i>parvum</i> (n=42)									
	TET	Min	MXF	LVX	OFX	ERY	JOS	PRI	TEL	ROX
	39	38	37	40	34	41	42	42	42	39
ME	3	4	4	2	4	1	0	0	0	0
VME	0	0	1 ^a	0	4 ^b	0	0	0	0	3 ^c

ME: Majör Hata, VME: Çok Majör Hata

^a : 10⁴ CCU / mL'de 1 tutarsızlık (4 µg / mL'de referans MIC)

^b : 10³ CCU / mL'de 1 tutarsızlık (2 µg / mL'de referans MIC), 10⁴ CCU/mL'de 1 tutarsızlık (1 µg / mL'de referans MIC), 10⁵ CCU / mL'de 1 tutarsızlık (2 µg / mL'de referans MIC)

^c : 10³ CCU / mL'de 1 tutarsızlık (2 µg / mL'de referans MIC), 10⁴ CCU / mL'de 1 tutarsızlık (2 µg / mL'de referans MIC), 10⁵ CCU / mL'de 1 tutarsızlık (4 µg / mL'de referans MIC) .

kabul	<i>Mycoplasma hominis</i> (n=27)								
	TET	Min	MXF	LVX	OFX	JOS	PRI	TEL	CLI
	26	26	27	27	26	27	27	14	27
ME	0	0	0	0	0	0	0	13	0
VME	1 ^a	1 ^b	0	0	1 ^c	0	0	0	0

^a : 10⁴ CCU / mL'de tutarsızlık (> 32 µg / mL'de referans MIC)

^b : 10⁵ CCU / mL'de tutarsızlık (4 µg / mL'de referans MIC)

^c : 10⁵ CCU / mL'de tutarsızlık (2 µg / mL'de referans MIC)

15 - ATIK GİDERME

Atık, kullanım ülkesinde bu tür bir ürün için hijyen kurallarına ve yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak bertaraf edilmelidir.

16 - KAYNAKÇA

1 - BEBEAR C., BEBEAR C.M., 2007. Infections humaines à mycoplasmes. Revue Francophone des Laboratoires. N°391, 63-69.

2 - Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). 2011 Methods for Antimicrobial Susceptibility Testing for Human Mycoplasmas; Approved Guideline. CLSI Document M43-A. Vol.31 - N°19.

3 - PEREYRE S., BEBEAR C.M., BEBEAR C. 2001. Les mycoplasmes en pathologie humaine. Revue Française des Laboratoires. Supplément au N°329,

34-36.

4 - TAYLOR-ROBINSON D. 1995. *Ureaplasma urealyticum* (T-strain Mycoplasma) and *Mycoplasma hominis*, p. 1713-1718. Dans Mandell G. L. , Bennet J. E. and Dolin R. (ed.). principles and practices of infectious diseases, 4th ed., vol. 2, Churchill Livingstone, New York.

5 - WAITES Ken B. , Brenda Katz and Robert L. Schelonka. 2005. Mycoplasmas and Ureaplasmas as Neonatal Pathogens. Clin. Micro- biol. Rev. Vol.18 -N°4 -757-789.

6 - Waites KEN B, Donna M. Crabb, and Lynn B. Duffy. 2008. Comparative *In vitro* Activities of the Investigational Fluoroquinolone DC-159a and Other Antimicrobial Agents against Human Mycoplasmas ve Ureaplasmas. ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY, Vol. 52, No. 10, 3776–3778.5

7 - Rémic 2015 - Référentiel en Microbiologie Médicale (Société Française de Microbiologie) - (5ème édition)

MYCOFAST®, ELITech MICROBIO'nun ticari markasıdır

Son revizyondan bu yana yapılan değişiklikler gri renkte vurgulanmıştır



ELITech MICROBIO

Parc d'activités du Plateau

19, allée d'Athènes

83870 SIGNES – FRANCE

Tel. : 33 (0)4 94 88 55 00

Fax. : 33 (0)4 94 32 82 61

<http://www.elitechgroup.com>