

14.2 Test de sensibilitate

Studiul comparativ a fost efectuat într-un laborator național de referință între metoda de determinare a concentrațiilor minime de inhibare (CMI) într-un mediu lichid și metoda MYCOFAST Revolution ATB +.

Tulpinile testate (7 *U. urealyticum*, 11 *U. parvum* și 16 *M. hominis*) sunt tulpini de referință, tulpini clinice de tip sălbatic sau tulpini care au dobândit rezistență. Fiecare tulpină este testată la diluții de 10^3 - 10^4 și 10^5 UCC/mL.

Pentru nivelurile de 10^4 și 10^5 UCC/mL, rezultatele au fost citite și interpretate după 24 de ore de incubare.

Pentru nivelurile de 10^3 UCC/mL, rezultatele au fost citite și interpretate după 48 de ore de incubare dacă testul a fost negativ în 24 de ore.

Rezultatele ambelor metode sunt interpretate ca Sensibile (S) sau Rezistente (R) conform recomandărilor CLSI.

Consensul global pentru *Ureaplasma Urealyticum* / *Ureaplasma parvum* este: 93,8% (394/420).

Consensul global pentru *Mycoplasma hominis* pentru niveluri de 10^4 - 10^5 UCC/mL este de 93,4% (227/243).

| consens | <i>Ureaplasma Urealyticum</i> / <i>parvum</i> (n=42) | | | | | | | | | |
|---------|--|-----|----------------|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| | TET | MIN | MXF | LVX | OFX | ERY | JOS | PRI | TEL | ROX |
| | 39 | 38 | 37 | 40 | 34 | 41 | 42 | 42 | 42 | 39 |
| DM | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DTM | 0 | 0 | 1 ^a | 0 | 4 ^b | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ^c |

DM: Discrepanță Mare, DTM: Discrepanță Foarte Mare

^a: discrepanță obținută la 10^4 UCC/mL (CMI de referință la 4 μg/mL)

^b: 1 discrepanță obținută la 10^3 UCC/mL (CMI de referință la 2 μg/mL), 1 discrepanță la 10^4 UCC/mL (CMI de referință la 1 μg/mL), 1 discrepanță la 10^5 UCC/mL (CMI de referință la 1 μg/mL), 1 discrepanță la 10^5 CCU/ml (CMI de referință la 2 μg/mL)

^c: 1 discrepanță obținută la 10^3 UCC/mL (CMI de referință la 2 μg/mL), 1 discrepanță la 10^4 UCC/mL (CMI de referință la 2 μg/mL), 1 discrepanță la 10^5 UCC/mL (CMI de referință la 4 μg/mL).

| consens | <i>Mycoplasma hominis</i> (n=27) | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|
| | TET | MIN | MXF | LVX | OFX | JOS | PRI | TEL | CLI |
| | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 14 | 27 |
| DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| DTM | 1 ^a | 1 ^b | 0 | 0 | 1 ^c | 0 | 0 | 0 | 0 |

^a: discrepanță obținută la 10^4 UCC/mL (CMI de referință > 32 μg/mL)

^b: discrepanță obținută la 10^5 UCC/mL (CMI de referință la 4 μg/mL)

^c: discrepanță obținută la 10^5 UCC/mL (CMI de referință la 2 μg/mL)

15 - ELIMINAREA DEȘEURILOR

Deșeurile trebuie eliminate în conformitate cu normele și reglementările de igienă în vigoare pentru acest tip de produs în țara de utilizare.

16 - BIBLIOGRAFIE

1 - **BEBEAR C., BEBEAR C.M., 2007.** Infections humaines à mycoplasmes. Revue Francophone des Laboratoires. N°391, 63-69.

2 - **Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). 2011** Methods for Antimicrobial Susceptibility Testing for Human Mycoplasmas; Approved Guideline. CLSI Document M43-A. Vol.31 - N°19.

3 - **PEREYRE S., BEBEAR C.M., BEBEAR C. 2001.** Les mycoplasmes en pathologie humaine. Revue Française des Laboratoires. Supplément au N°329, 34-36.

4 - **TAYLOR-ROBINSON D. 1995.** *Ureaplasma Urealyticum* (T-strain Mycoplasma) and *Mycoplasma hominis*, p. 1713-1718. Dans Mandell G. L., Bennet J. E. and Dolin R. (ed.). principles and practices of infectious diseases, 4th ed., vol. 2, Churchill Livingstone, New York.

5 - **WAITES Ken B. , Brenda Katz and Robert L. Schelonka. 2005.** Mycoplasmas and Ureaplasmas as Neonatal Pathogens. Clin. Microbiol. Rev. Vol.18 -N°4 -757-789.

6 - **Waites KEN B, Donna M. Crabb, and Lynn B. Duffy. 2008.** Comparative In Vitro Activities of the Investigational Fluoroquinolone DC- 159a and Other Antimicrobial Agents against Human Mycoplasmas and Ureaplasmas. ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY, Vol. 52, No. 10, 3776–3778.5

7 - **Rémic 2015** - Référentiel en Microbiologie Médicale (Société Française de Microbiologie) - (5ème édition)

MYCOFAST® este o marcă înregistrată a ELITech MICROBIO

Modificările de la versiunea anterioară sunt evidențiate în gri.

ELITech MICROBIO

Parc d'activités du plateau
19, allée d'Athènes
83870 SIGNES (FRANȚA)
Tel: 33 (0)4 94 88 55 00
Fax: 33 (0)4 94 88 55 22
<http://elittechgroup.com>

