

CANDIFAST®
Идентификации дрожжевых грибов и тест на резистентность к противогрибковым препаратам
8 тестов (Кат. N°44008) 30 тестов (Кат. N°44030)
CANDIFAST® ES TWIN
Резистентность дрожжевых грибов к противогрибковым препаратам
30 тестов (Кат. N°44130)

RU-2009-03_CPB 0038

1 – ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Набор CANDIFAST предназначен для идентификации основных патогенных дрожжевых грибов человека, а также для проведения теста на резистентность к различным противогрибковым препаратам. CANDIFAST ES Twin – это набор для проведения теста на резистентность дрожжевых грибов к различным противогрибковым препаратам.

2 - ВВЕДЕНИЕ

За последние 10 лет значительно увеличилось число грибковых инфекций, и особенно тех, которые вызваны дрожжевыми грибами (5). Дрожжевые грибы являются условно-патогенными микроорганизмами. Большая их часть – это сапрофиты, которые при благоприятных условиях в организме носителя становятся патогенными. Такими условиями, в основном, являются физиологические факторы (новорожденные, старые люди, беременные женщины), местные факторы (опрелости, мацерации), патологические факторы (рак, иммунодефицит, нарушения обмена веществ), факторы, связанные с терапевтически лечением (антибиотики, противозачаточные таблетки, иммуносупрессорные средства, ионизирующее облучение, хирургические операции). Клинические признаки, вызванные этими дрожжевыми грибами, совершенно различные: состояние кожи (интертригинозный дерматит, вросший ноготь), слизисто-кожные нарушения (кандидоз ротовой полости, колит, вагиниты), висцеральные условия и септицемия.

Увеличение количества имеющихся противогрибковых препаратов и появление грибковых заболеваний, которые не поддаются лечению, доказывает необходимость тестирования восприимчивости дрожжевых грибов к противогрибковым препаратам (1, 2).

3 - ПРИНЦИП

Идентификация дрожжевых грибов основывается:

- на чувствительности тестируемого штамма к актидиону, который становится видимым за счет изменения цвета индикатора – в желтый, светло-оранжевый цвет, либо цвет фуксии;
 - на ферментации семи сахаров, которая становится видимой за счет изменения цвета индикатора на желтый или светло-оранжевый цвет из-за окисления среды;
 - на демонстрации активности уреазы, которая подщелачивает среду, в результате чего индикатор изменяет свой цвет на цвет фуксии;
- Определение резистентности дрожжевых грибов к противогрибковым препаратам основывается на росте или отсутствии роста этих дрожжевых грибов в присутствии противогрибковых препаратов. Рост демонстрируется изменением цвета среды:
- ферментация глюкозы дрожжевыми грибами, которая ведет к окислению среды, содержащей фенол красный, изменяет ее цвет на желтый или светло-оранжевый;
 - гидролиз мочевины уреазо-положительными дрожжевыми грибами, при котором высвобождающийся аммиак подщелачивает среду, содержащую фенол красный, изменяя ее цвет на цвет фуксии-розовый.

4 - РЕАГЕНТ

Упаковка Реагент	Количество		
	#44008	#44030	#44130
CANDIFAST	8	30	-
CANDIFAST ES Twin	-	-	15
R1: флакон с Реагентом 1	10	35	35
R2: флакон с Реагентом 2	8	30	30
ТС: флакон для проверки мутности 1	1	1	1

Описание

CANDIFAST: плашка с 20 лунками, готовая к использованию. На каждой плашке можно провести анализ только одной пробы (идентификация + тест на резистентность).

- Ряд идентификации

В лунке 1 находится фенол красный, актидион (АСТ) и глюкоза, в лунках со 2 по 8 находится фенол красный и различные сахара, а именно:

- в лунке 2 (GLU) : глюкоза
- в лунке 3 (GAL) : галактоза
- в лунке 4 (TRE) : трегалоза
- в лунке 5 (MAL) : мальтоза
- в лунке 6 (CEL) : целлюбиоза
- в лунке 7 (RAF) : рафиноза
- в лунке 8 (LAC) : лактоза

лунки 9 и 10 пустые

- Ряд теста на резистентность

В лунке 1 находится контрольная лунка роста (C+) в лунках со 2 по 8 находятся различные противогрибковые препараты в следующей последовательности:

- в лунке 2 (AB) : амфотерицин В (4 мг/мл)
- в лунке 3 (NY) : нистатин (200 ед./мл)
- в лунке 4 (FCT) : флюкотазин (35 мг/мл)
- в лунке (ECZ) : эконозол (16 мг/мл)
- в лунке 6 (KTZ) : кетоконазол (16 мг/мл)
- в лунке 7 (MCZ) : миконазол (16 мг/мл)
- в лунке 8 (FCZ) : флюконазол (16 мг/мл)

лунки 9 и 10 пустые

CANDIFAST ES Twin: плашка с 2 x 20 лунками, готовая к использованию. Два ряда лунок идентичные ряду плашки теста на резистентность CANDIFAST.

На каждой плашке можно провести анализ двух проб (только тесты на резистентность)

R1: 4-мл флакон с буферной средой агара для разбавления и идентификации.

Мясной экстракт 1,3 г/л, казеин пептон 1,8 г/л, дрожжевой экстракт 0,8 г/л, аминокислоты, витамины, минеральные вещества 5,75 г/л, мочевины 20 г/л, агар 0,52 г/л, антибиотик 1,12 г/л. pH: 6,05 ± 0,1.

R2: 2-мл флакон с средой YNB - азотистые основания дрожжей, содержащей мочевины и фенол красный для проведения теста на резистентность.

Мясной экстракт 1,3 г/л, казеин пептон 1,8 г/л, дрожжевой экстракт 0,8 г/л, аминокислоты, витамины, минеральные вещества 8,75 г/л, мочевины 20 г/л, глюкоза 8,5 г/л, фенол красный 0,052 г/л, антибиотик 1,16 г/л. pH: 7,3 ± 0,1.

ТС: 4-мл флакон с раствором сульфата бария.

5 – МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данные реагенты предназначены исключительно для *in vitro* использования и работу с ними должен проводить только персонал, имеющий на это разрешение.
- Пробы и реагенты посева могут вызвать инфекцию, поэтому с ними необходимо обращаться с осторожностью, соблюдая правила и требования гигиены для работы с подобными препаратами, предусмотренные в стране пользователя.
- Реагенты, содержащие сырье животного происхождения, нужно обрабатывать с осторожностью.
- Нельзя использовать реагенты после истечения срока их годности.
- Нельзя использовать реагенты, которые испорчены или неправильно хранились до использования

6 - СБОР ОБРАЗЦОВ

Колонии, используемые для идентификации и теста на резистентность должны быть молодыми (от 24 до 48 часов) и тщательно изолированными при комнатной температуре или при 37°C в среде агара, желательнее в чашках Петри. Рекомендуется делать изоляцию на средах, которые характерны для дрожжевых грибов (3).

7 – ХРАНЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Набор и его компоненты во время хранения при 2-8°C в их оригинальном состоянии сохраняют стабильность до даты истечения срока годности, указанной на упаковке.

Половина набора CANDIFAST ES Twin может храниться при температуре от 2 до 8°C в течение 7 дней, в своей оригинальной упаковке или запечатанной с десикантом (осушителем) внутри.

8 – НЕОБХОДИМЫЕ РЕАГЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ

- Парафиновое масло
- Стерильные пипетки
- Инкубатор с t 37°C
- Контейнер для загрязненных отходов

9 - ПРОЦЕДУРА

Позволяет достичь комнатной температуры реагентов (18-25°C) перед их использованием

9.1. Подготовка посевного материала (инокулята)

Собрать изолированную колонию с помощью проволочной петли или пастеровской пилеткой. Посеять инокулят из флакона Реагента 1 с колонией. Тщательно перемешать.

Стандартизацию посевного материала можно выполнить тремя различными способами:

• С помощью контроля помутнения

Добиться такой же непрозрачности инокулированного Реагента 1, как и во флаконе контроля помутнения, пользуясь черными линиями, нанесенными на этикетку флаконов.

Если Реагент 1 светлее (недостаточно посевного материала), то нужно добавлять инокулят во флакон до тех пор, пока полученная непрозрачность будет такой же, как и во флаконе контроля помутнения.

Если Реагент 1 более мутный (слишком много посевного материала), то нужно разбавлять его Реактивом 1 из другого только что открытого флакона, пока нужное помутнение не будет получено.

• С помощью денситометра

Убедиться с помощью денситометра, что помутнение Реагента 1 с инокулятом соответствует 1 ЕД по стандарту Мак-Фарланда (McFarland). При необходимости, поступать, как описано выше, чтобы отрегулировать помутнение.

• С помощью подсчета в клетке Малассеза (Malassez)

Посевной материал можно стандартизировать методом подсчета дрожжевых грибов в клетке Малассеза. Необходимо получить раствор 2 500 – 3 500 дрожжевых грибов на мм³.

