

Instructions for use

## **ADENOVIRUS ELITe MGB® Kit**

---

Reactivos para la PCR de ADN en tiempo real



REF RTS078PLD

UDI 08033891483647

CE  
0123

IVD

## HISTORIAL DE CAMBIOS

| Rev.  | Información del cambio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha (dd/mm/aa) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 17-R  | <p>Actualización para el cumplimiento de los requisitos del Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos sanitarios para diagnóstico <i>in vitro</i>.</p> <p>Actualización de los rendimientos analíticos y diagnóstico en el apartado CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO</p> <p>Actualización del uso previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Validación de los productos en los instrumentos ELITe InGenius (REF INT030) y ELITe BeGenius (REF INT040) con matrices de sangre y de plasma.</li> </ul> <p><b>NOTA!</b></p> <p>La composición del producto permanece sin cambios.</p> <p>Nuevo diseño de los gráficos y del contenido de las instrucciones de uso</p> | 06/05/2026       |
| 16    | <p>Actualización del apartado «Uso previsto» con el número de serotipos declarados.</p> <p>Actualización del apartado «Otros productos necesarios» con el nuevo código de referencia de las puntas Tecan.</p> <p>Actualización de las características de rendimiento del ELITE InGenius y del ELITE BeGenius con el nuevo apartado «Incertidumbre de la curva de calibración»</p> <p>Actualización del apartado «Símbolo» con el símbolo «Consultar las instrucciones de uso»</p>                                                                                                                                                                                                                                   | 13/10/25         |
| 15    | Actualización de los valores del LoD and LloQ para muestras de sangre y de plasma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 06/12/22         |
| 00-14 | Desarrollo de un nuevo producto con los cambios consiguientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                |

**NOTA!**

Los lotes de productos identificados mediante los códigos de lote que se indican a continuación seguirán comercializándose según la Directiva relativa a los productos sanitarios para diagnóstico *in vitro* hasta sus fechas de caducidad, tal como se establece en el artículo 110 del Reglamento (UE) sobre productos sanitarios para diagnóstico *in vitro*. Si tiene alguno de estos lotes de productos, póngase en contacto con el personal de ELI-TechGroup para solicitar la versión anterior de las instrucciones de uso relacionadas con dicho producto.

| REF. DEL PRODUCTO | Código de lote | Fecha de caducidad |
|-------------------|----------------|--------------------|
| RTS078PLD         | U0925-017      | 30/09/2027         |
| RTS078PLD         | U0425-033      | 28/02/2027         |
| RTS078PLD         | U0125-026      | 31/05/2026         |

Estos lotes de Positive Control y de calibrador (identificados mediante los códigos de lote que se indican en las instrucciones de uso correspondientes) seguirán comercializándose según la Directiva relativa a los productos sanitarios para diagnóstico *in vitro*, son técnicamente compatibles con la nueva versión del kit de amplificación conforme al Reglamento (UE) sobre productos sanitarios para diagnóstico *in vitro*. y pueden utilizarse hasta que se agoten con la nueva versión del kit de amplificación conforme al reglamento mencionado y de acuerdo con su uso previsto.

## INDICE

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 USO PREVISTO .....</b>                                        | <b>4</b>  |
| <b>2 PRINCIPIO DEL ENSAYO .....</b>                                | <b>4</b>  |
| <b>3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....</b>                             | <b>4</b>  |
| <b>4 MATERIAL PROPORCIONADO CON EL PRODUCTO.....</b>               | <b>5</b>  |
| <b>5 MATERIAL NECESARIO NO PROPORCIONADO CON EL PRODUCTO .....</b> | <b>5</b>  |
| <b>6 OTROS PRODUCTOS NECESARIOS .....</b>                          | <b>5</b>  |
| <b>7 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.....</b>                          | <b>6</b>  |
| <b>8 MUESTRAS Y CONTROLES .....</b>                                | <b>7</b>  |
| <b>9 PROCEDIMIENTO CON EL ELITe InGenius.....</b>                  | <b>10</b> |
| <b>10 PROCEDIMIENTO CON EL ELITe BeGenius .....</b>                | <b>18</b> |
| <b>11 CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO .....</b>                     | <b>24</b> |
| <b>12 BIBLIOGRAFÍA .....</b>                                       | <b>32</b> |
| <b>13 LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO.....</b>                      | <b>32</b> |
| <b>14 PROBLEMAS Y SOLUCIONES .....</b>                             | <b>33</b> |
| <b>15 SÍMBOLOS.....</b>                                            | <b>36</b> |
| <b>16 NOTA PARA LOS USUARIOS .....</b>                             | <b>36</b> |
| <b>17 AVISO PARA EL COMPRADOR: LICENCIA LIMITADA.....</b>          | <b>37</b> |
| <b>Appendix A QUICK START GUIDE.....</b>                           | <b>38</b> |

## 1 USO PREVISTO

El producto **ADENOVIRUS ELITE MGB® Kit** es un producto sanitario para diagnóstico *in vitro* concebido para uso por parte de profesionales sanitarios como ensayo cuantitativo de ácidos nucleicos mediante PCR en tiempo real para la **detección y cuantificación de ADN de adenovirus (ADV) humano**, extraído de muestras clínicas.

El sistema se ha validado para el uso con los instrumentos **ELITE InGenius®** y **ELITE BeGenius®**, que son sistemas automatizados e integrados para la extracción, la PCR en tiempo real y la interpretación de resultados utilizando muestras humanas de sangre recogida en EDTA y de plasma recogido en EDTA.

El producto se utiliza como ayuda en el diagnóstico de infecciones por adenovirus en pacientes en los que se sospecha la presencia de alguna infección por este virus y en el seguimiento en pacientes que tienen que someterse al tratamiento de una infección por adenovirus.

Los resultados deben interpretarse en combinación con todas las observaciones clínicas pertinentes del paciente así como los resultados de otras pruebas de laboratorio.

## 2 PRINCIPIO DEL ENSAYO

Este es un ensayo cuantitativo de PCR en tiempo real para la detección de ADN de ADV aislado de muestras y amplificado utilizando el reactivo de ensayo **ADV Q-PCR Mix**, que contiene cebadores y sondas con la tecnología ELITE MGB.

Las sondas ELITE MGB se activan cuando se hibridan con los productos de PCR relacionados. **ELITE InGenius** y el **ELITE BeGenius** controlan el aumento de fluorescencia y calculan el ciclo umbral (Ct). La cantidad de ADN de **ADV** se calcula basándose en una curva de calibración almacenada.

Las sondas ELITE MGB y los fluoróforos se inactivan en el estado de espiral aleatoria («random-coiled») y monocatenario de la sonda. Los fluoróforos están activos en el dúplex de sonda/amplicón, pues el inhibidor se encuentra separado espacialmente del fluoróforo.

## 3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El producto **ADENOVIRUS ELITE MGB Kit** incluye el reactivo de ensayo **ADV Q-PCR Mix**, que es una mezcla de PCR optimizada y estabilizada que contiene los cebadores y las sondas específicos para:

- Una región del gen de la proteína **hexón** de ADV, detectada en el canal **ADV**; la sonda se estabiliza mediante la tecnología MGB, se inactiva mediante el Eclipse Dark Quencher® y se marca con el colorante FAM.
- el Internal Control (**IC**), específico para **el promotor y la región 5' UTR** del gen de la **globina beta humana**, detectado en el canal **IC**; la sonda se estabiliza mediante la tecnología MGB, se inactiva mediante el Eclipse Dark Quencher y se marca con el colorante AquaPhluor® 525 (AP525).

La mezcla **ADV Q-PCR Mix** también contiene solución tampón, cloruro de magnesio, nucleótidos-trifosfatos, el fluoróforo AP593 (análogo a ROX o a Cy5) como referencia pasiva para la normalización de la fluorescencia, la enzima N-uracil glucosidasa (UNG) para inactivar la contaminación provocada por el producto de amplificación y la enzima ADN polimerasa con activación térmica («hot start»).

El producto **ADENOVIRUS ELITE MGB Kit** contiene suficientes reactivos para **96 análisis en el ELITE InGenius** y el **ELITE BeGenius**, cuando se utilizan 20 uL en cada reacción.

### NOTA!

Un factor de conversión (Fc) permite expresar los resultados del análisis cuantitativo en unidades internacionales (UI) de adenovirus de acuerdo con el «Primer estándar internacional de la OMS para técnicas de amplificación de ácidos nucleicos con ADN de adenovirus humano» (código NIBSC: 16/324, Reino Unido)».

## 4 MATERIAL PROPORCIONADO CON EL PRODUCTO

Tabla 1

| Componente                        | Descripción                                                                              | Cantidad   | Clasificación de peligros |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| ADV Q - PCR Mix<br>ref. RTS078PLD | Mezcla de reactivos para la PCR en tiempo real en una probeta con tapón de color natural | 4 × 540 µL | -                         |

## 5 MATERIAL NECESARIO NO PROPORCIONADO CON EL PRODUCTO

- Campana de flujo laminar.
- Guantes sin talco desechables de nitrilo o de otro material similar.
- Agitador vórtex.
- Centrifugadora de sobremesa (aproximadamente 5000 rpm).
- Centrifugadora de sobremesa (aproximadamente 13.000 rpm).
- Micropipetas y puntas estériles con filtro para aerosoles o puntas estériles de desplazamiento positivo (rango de volumen: 0,5–1000 µL).
- Probetas estériles de 2,0 mL con tapón roscado (Sarstedt, ref. 72.694.005).
- Probetas estériles de 0,5 mL con tapón roscado (ref. Sarstedt 72.730.005).
- Agua para biología molecular.

## 6 OTROS PRODUCTOS NECESARIOS

Este producto **no** incluye los reactivos para la extracción de la muestra, ni tampoco el Internal Control de extracción e inhibición, el Positive Control y el Negative Control de amplificación, los calibradores de ADN ni los consumibles.

Para la extracción automática de ácidos nucleicos, la PCR en tiempo real y la interpretación de los resultados de las muestras, es necesario utilizar los siguientes productos:

Tabla 2

| Instrumentos y software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Productos y reactivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELITe InGenius</b> (ELITechGroup S.p.A., EG SpA ref. INT030)<br><b>ELITe InGenius Software</b> versión 1.4.0 (o posterior)<br><b>ADV ELITe_STD</b> , Assay Protocol (protocolo de ensayo) con parámetros para el análisis de los calibradores<br><b>ADV ELITe_PC</b> , Assay Protocol (protocolo de ensayo) con parámetros para el análisis del Positive Control<br><b>ADV ELITe_NC</b> , Assay Protocol (protocolo de ensayo) con parámetros para el análisis del Negative Control<br><b>ADV ELITe_WB_200_100</b> , Assay Protocol (protocolo de ensayo) con parámetros para el análisis de las muestras de plasma<br><b>ADV ELITe_PL_200_100</b> , Assay Protocol (protocolo de ensayo) con parámetros para el análisis de muestras de plasma          | <b>ADV ELITe Standard</b> (EG SpA, ref. STD078PLD)<br><b>ADV – ELITe Positive Control</b> (EG SpA, ref. CTR078PLD)<br><b>CPE – Internal Control</b> (EG SpA, ref. CTRCPE)<br><b>ELITe InGenius SP200</b> (EG SpA, ref. INT032SP200)<br>Consumibles para el <b>ELITe InGenius</b> y el <b>ELITe BeGenius</b><br>Consumibles (consulte las instrucciones de uso del ELITe InGenius y del ELITe BeGenius) |
| <b>ELITe BeGenius</b> (EG SpA ref. INT040)<br><b>ELITe BeGenius Software</b> versión 2.3.0. (o posterior)<br><b>ADV ELITe_Be_STD</b> , Assay Protocol (protocolo de ensayo) con parámetros para el análisis de los calibradores<br><b>ADV ELITe_Be_PC</b> , Assay Protocol (protocolo de ensayo) con parámetros para el análisis del Positive Control<br><b>ADV ELITe_Be_NC</b> , Assay Protocol (protocolo de ensayo) con parámetros para el análisis del Negative Control<br><b>ADV ELITe_Be_WB_200_100</b> , Assay Protocol (protocolo de ensayo) con parámetros para el análisis de muestras de sangres<br><b>ADV ELITe_Be_PL_200_100</b> , Assay Protocol (protocolo de ensayo) con parámetros para el análisis para el análisis de muestras de plasma |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 7 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Este producto está diseñado exclusivamente para uso in vitro.

### 7.1 Advertencias y precauciones generales

Manipular y eliminar todas las muestras biológicas como si fueran infecciosas. Evitar el contacto directo con las muestras biológicas. Evitar salpicaduras o pulverizaciones. Las probetas, las puntas y el resto de materiales que entran en contacto con las muestras biológicas deben tratarse con hipoclorito de sodio (lejía) al 3 % durante al menos 30 minutos, o bien procesarse en autoclave durante una hora a 121 °C antes de su eliminación.

Manipular y eliminar todos los reactivos y materiales utilizados para realizar el ensayo como si fueran infecciosos. Evitar el contacto directo con los reactivos. Evitar salpicaduras o pulverizaciones. Los residuos deben tratarse y eliminarse conforme a las normas de seguridad aplicables. El material desechable combustible debe incinerarse. Los residuos líquidos que contienen ácidos o bases deben neutralizarse antes de eliminarlos. Evitar que los reactivos de extracción entren en contacto con hipoclorito de sodio (lejía).

- Utilizar ropa de protección y guantes adecuados y protegerse los ojos y la cara.
- No pipetear ninguna solución con la boca.
- No comer, beber, fumar ni aplicarse cosméticos en el área de trabajo.
- Lavarse bien las manos después de manipular muestras y reactivos.
- Eliminar los reactivos sobrantes y los residuos conforme a las normas vigentes.
- Leer atentamente todas las instrucciones incluidas antes de realizar el ensayo.

- Durante la realización del ensayo, seguir las instrucciones proporcionadas con el producto.
- No utilizar el producto después de la fecha de caducidad indicada.
- Utilizar únicamente los reactivos incluidos en el producto y los recomendados por el fabricante.
- No utilizar reactivos procedentes de lotes diferentes.
- No utilizar reactivos de otros fabricantes.

## 7.2 Advertencias y precauciones para los procedimientos de biología molecular

Con el fin de evitar el riesgo de resultados incorrectos, sobre todo debido a la degradación de los ácidos nucleicos de las muestras o a la contaminación de estas con productos de la PCR, para los procedimientos de biología molecular se requiere personal debidamente formado y cualificado.

Es necesario disponer de batas, guantes e instrumentos específicos para las sesiones de trabajo.

Las muestras deben ser aptas y, en la medida de lo posible, estar destinadas exclusivamente a este tipo de análisis. Las muestras deben manipularse bajo una campana de flujo laminar. Las pipetas utilizadas para manipular las muestras deben destinarse exclusivamente a dicho propósito. Las pipetas deben ser del tipo de desplazamiento positivo o utilizarse con puntas con filtro para aerosoles. Las puntas utilizadas deben ser estériles y no deben contener desoxirribonucleasas ni ribonucleasas, ni tampoco ADN ni ARN.

Los reactivos deben manipularse bajo una campana de flujo laminar. Las pipetas utilizadas para manipular los reactivos deben destinarse exclusivamente a dicho propósito. Las pipetas deben ser del tipo de desplazamiento positivo o utilizarse con puntas con filtro para aerosoles. Las puntas utilizadas deben ser estériles y no deben contener desoxirribonucleasas ni ribonucleasas, ni tampoco ADN ni ARN.

Los productos de extracción deben manipularse de forma que se evite su dispersión al medio ambiente y la contaminación de la zona de trabajo del instrumento.

Con el fin de evitar la dispersión del producto de PCR hacia el entorno o la contaminación por arrastre de sustancias, los «PCR Cassettes» deben manipularse con cuidado y no deben abrirse nunca.

## 7.3 Advertencias y precauciones específicas para los componentes:

**Tabla 3**

| Componente    | Temperatura de almacenamiento                           | Uso a partir de la primera apertura | Ciclos de congelación y descongelación | Estabilidad con carga (ELiTe InGenius y ELiTe BeGenius)                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADV Q PCR Mix | -20 °C o una temperatura inferior (protegido de la luz) | un mes                              | máximo cinco                           | Hasta cinco sesiones independientes* de tres horas cada una o hasta 7 horas consecutivas (2 sesiones de 3 horas cada una y el tiempo necesario para iniciar una tercera sesión) |

- con congelación intermedia

# 8 MUESTRAS Y CONTROLES

## 8.1 Muestras

Este producto está concebido para utilizarlo en uno de los instrumentos **ELiTe InGenius** o **ELiTe BeGenius** con las siguientes muestras clínicas, identificadas y manipuladas conforme a las directrices para laboratorios y obtenidas, transportadas y conservadas en las condiciones siguientes:

Tabla 4

| Muestra | Requisitos de obtención | Condiciones transporte/almacenamiento     |                      |                    |                    |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|         |                         | de +16 a +26 °C<br>(temperatura ambiente) | de +2 °C a +8 °<br>C | -20 °C ± 10 °<br>C | -70 °C ± 10 °<br>C |
| Sangre  | EDTA                    | ≤24 horas                                 | ≤3 días              | ≤30 días           | ≤30 días           |
| Plasma  | EDTA                    | ≤24 horas                                 | ≤3 días              | ≤30 días           | ≤30 días           |

*EDTA: ácido acético*

Si bien son posibles períodos de conservación más largos a -70 °C, tal como se ha documentado en numerosas publicaciones científicas, los usuarios finales de este producto deben realizar una evaluación interna específica para su aplicación.

Con el fin de evitar ciclos repetidos de congelación y descongelación, se recomienda dividir las muestras en alícuotas antes de congelarlas. Si se utilizan muestras congeladas, descongelarlas inmediatamente antes de la extracción para evitar una posible degradación de los ácidos nucleicos.

Para realizar el análisis de las muestras en el **ELITE InGenius** o el **ELITE BeGenius**, es necesario utilizar los siguientes Assay Protocols (protocolos de ensayo). Estos protocolos para diagnóstico *in vitro* se han validado específicamente con los productos ELITE MGB Kit y los instrumentos **ELITE InGenius** o **ELITE BeGenius** con las matrices indicadas.

Tabla 5 Assay Protocol (protocolo de ensayo) para el producto ADV ELITE MGB Kit

| Muestra                 | Instrumento    | Nombre del protocolo de ensayo | Informe           | Características                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sangre recogida en EDTA | ELITE InGenius | ADV ELITE_WB_200_100           | copias/mL o UI/mL | Volumen inicial de extracción: 200 µL<br>Volumen de eluido extraído: 100 µL<br>Internal Control: 10 µL<br>Ultrasonidos: NO<br>Factor de dilución: 1<br>Volumen de la PCR Mix: 20 µL<br>Volumen inicial de PCR de la muestra: 20 µL |
|                         | ELITE BeGenius | ADV ELITE_Be_WB_200_100        | copias/mL o UI/mL | Volumen inicial de extracción: 200 µL<br>Volumen de eluido extraído: 100 µL<br>Internal Control: 10 µL<br>Ultrasonidos: NO<br>Factor de dilución: 1<br>Volumen de la PCR Mix: 20 µL<br>Volumen inicial de PCR de la muestra: 20 µL |
| Plasma recogido en EDTA | ELITE InGenius | ADV ELITE_PL_200_100           | copias/mL o UI/mL | Volumen inicial de extracción: 200 µL<br>Volumen de eluido extraído: 100 µL<br>Internal Control: 10 µL<br>Ultrasonidos: NO<br>Factor de dilución: 1<br>Volumen de la PCR Mix: 20 µL<br>Volumen inicial de PCR de la muestra: 20 µL |
|                         | ELITE BeGenius | ADV ELITE_Be_PL_200_100        | copias/mL o UI/mL | Volumen inicial de extracción: 200 µL<br>Volumen de eluido extraído: 100 µL<br>Internal Control: 10 µL<br>Ultrasonidos: NO<br>Factor de dilución: 1<br>Volumen de la PCR Mix: 20 µL<br>Volumen inicial de PCR de la muestra: 20 µL |

UI: unidades internacionales

#### NOTA!

Verificar si la probeta primaria y el volumen de la muestra son compatibles con el ELITE InGenius o el ELITE BeGenius, siguiendo las instrucciones de uso del kit de extracción **ELITE InGenius SP200** (EG SpA, ref. INT032SP200)

El volumen de la prueba de la muestra en una probeta primaria varía en función del tipo de probeta que se haya cargado. Para obtener más información sobre la configuración y realización del procedimiento de extracción, consultar las instrucciones de uso del kit de extracción.

Siempre que sea necesario, es preciso verter 200 µL de muestra en la «Extraction Tube» (Tubo de extracción), en el caso del ELITE InGenius, o en una probeta Sarstedt de 2 mL, en el caso del ELITE BeGenius.

#### NOTA!

El pipeteado de las muestras en la «Extraction Tube» (Tubo de extracción) o en la **probeta Sarstedt de 2 mL** puede **desarrollar contaminación**. Así pues, utilizar pipetas apropiadas y seguir todas las recomendaciones indicadas en la sección «7 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES page 6».

Los ácidos nucleicos purificados pueden dejarse a temperatura ambiente durante 16 horas o conservarse a -20 °C o a una temperatura inferior durante un máximo de un mes.

Consultar el apartado «Sustancias potencialmente interferentes» en la sección «**11 CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO** page 24» para comprobar los datos relativos a tales sustancias.

## 8.2 Calibradores y controles de PCR

La curva de calibración debe generarse y aprobarse para cada lote de reactivo de reactivo de PCR.

- Para la curva de calibración, utilizar los cuatro niveles del producto **ADV ELiTe Standard** (no incluido con este kit) con los Assay Protocols (protocolos de ensayo) **ADV ELiTe\_STD** o **ADV ELiTe\_Be\_STD**.

### NOTA!

Las concentraciones de los calibradores Q-PCR Standard se expresan en copias/reacción ( $10^5$  copias/reacción,  $10^4$  copias/reacción,  $10^3$  copias/reacción y  $10^2$  copias/reacción). Consultar «Incertidumbre de la curva de calibración» en la sección **11 CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO** page 24.

Los resultados del control de la PCR deben generarse y aprobarse para cada lote de reactivo de reactivo de PCR.

- Para el Positive Control, utilizar el producto **ADENOVIRUS - ELiTe Positive Control** (no incluido con este kit) con los Assay Protocols (protocolos de ensayo) **ADV ELiTe\_PC** o **ADV ELiTe\_Be\_PC**.
- Para el Negative Control, utilizar agua para biología molecular (no incluida en este kit), junto con los Assay Protocols (protocolos de ensayo) **ADV ELiTe\_NC** o **ADV ELiTe\_Be\_NC**.

### NOTA!

El **ELiTe InGenius** y el **ELiTe BeGenius** permite generar y almacenar la curva de calibración y validar el control de PCR para cada lote de reactivo.

Las curvas de calibración caducan a los **60 días**, transcurridos los cuales es necesario volver a realizar la calibración. Los resultados del control de la PCR caducan a los **15 días**, transcurridos los cuales es necesario volver a procesar el Positive Control y el Negative Control.

Los calibradores y los controles de PCR deben volver a procesarse si se produce alguna de las siguientes circunstancias:

- Se utiliza un nuevo lote de reactivos.
- Los resultados del análisis de control de calidad (consultar el apartado siguiente) están fuera de las especificaciones.
- Se realiza una operación importante de servicio o mantenimiento en uno de los instrumentos **ELiTe InGenius** o **ELiTe BeGenius**.

## 8.3 Controles de calidad

Se recomienda verificar la extracción y el procedimiento de PCR. Se pueden utilizar muestras archivadas o material de referencia certificado. Deben realizarse controles externos de acuerdo con las disposiciones de los organismos de acreditación locales, estatales o federales, según proceda.

## 9 PROCEDIMIENTO CON EL ELiTe InGenius

El procedimiento para utilizar el producto **ADENOVIRUS ELiTe MGB Kit** con el **ELiTe InGenius** comprende tres pasos:

Tabla 6

|        |                                               |                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PASO 1 | Verificación de la disponibilidad del sistema |                                                                                                       |
| PASO 2 | Configuración de la sesión                    | A) Sesión de la muestra; modo de procesamiento «Extract + PCR» (Extracción + PCR).                    |
|        |                                               | B) Sesión con la muestra eluida; modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR).                         |
|        |                                               | C) Sesión de calibración; modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR)                                 |
|        |                                               | D) Sesión para el Positive Control y el Negative Control; modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR) |
| PASO 3 | Evaluación y aprobación de los resultados     | 1) Validación de la curva de calibración                                                              |
|        |                                               | 2) Validación de los resultados del Positive Control y del Negative Control                           |
|        |                                               | 3) Validación de los resultados de las muestras                                                       |
|        |                                               | 4) Generación del informe de los resultados de la muestra                                             |

## 9.1 PASO 1. Verificación de la disponibilidad del sistema

Antes iniciar la sesión, es necesario realizar las siguientes tareas:

- Encender el **ELITE InGenius** e iniciar sesión en el modo «**CLOSED**».
- En el menú «Calibration» (Calibración) de la pantalla «Home» (Inicio), verificar que los calibradores (**Q - PCR Standard**) estén aprobados y sean válidos («Status») para el lote de **PCR Mix** que va a utilizarse. Si no se dispone de calibradores válidos para el lote de mezcla **PCR Mix**, realizar la calibración tal como se describe en los apartados siguientes.
- En el menú «Controls» (Controles) de la página «Home» (Inicio), verificar que los controles de PCR (**Positive Control, EV Negative Control**) estén aprobados y sean válidos («Status») para el lote de mezcla **PCR Mix** que va a utilizarse. Si no se dispone de controles de PCR válidos para el lote de **PCR Mix**, procesar los controles de la PCR tal como se describe en los apartados siguientes.
- Seleccionar el tipo de sesión siguiendo las instrucciones de la interfaz para configurar la sesión y utilizando los protocolos de ensayo (Assay Protocols) proporcionados por EG SpA (consultar la sección «**8 MUESTRAS Y CONTROLES page 7**»).

Si el Assay Protocol (protocolo de ensayo) deseado no está cargado en el sistema, contactar con el servicio de atención al cliente de ELITechGroup más cercano.

## 9.2 PASO 2. Configuración de la sesión

El producto **ADENOVIRUS ELITE MGB Kit** puede utilizarse con el instrumento **ELITE InGenius** para realizar las siguientes tareas:

- Sesión de la muestra; modo de procesamiento «Extract + PCR» (Extracción + PCR)
- Sesión con la muestra eluida; modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR)
- Sesión de calibración en el modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR)
- Sesión para el Positive Control y el Negative Control; modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR)

Todos los parámetros necesarios están incluidos en el protocolo de ensayo disponible en el instrumento y se cargan automáticamente al seleccionar el protocolo de ensayo.

### NOTA!

El **ELITE InGenius** puede conectarse al «Laboratory Information System» (sistema de información de laboratorios, LIS), que permite descargar la información de la sesión. Para obtener más información, consultar las instrucciones de uso del instrumento.

Antes de configurar una sesión:

Descongelar las probetas necesarias de **PCR Mix** a temperatura ambiente durante 30 minutos. Cada probeta es suficiente para **24 análisis**. Mezclar con cuidado, centrifugar el contenido durante 5 segundos y, después, conservarlo en hielo o en el bloque refrigerado.

### NOTA!

Conservar **PCR Mix** en un lugar protegido de la luz mientras se descongela, pues este reactivo es fotosensible.

Para configurar uno de los cuatro tipos de sesión, realizar los pasos siguientes conforme a las instrucciones de la interfaz:

|    | A. Sesión de la muestra (Extract + PCR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B. Sesión con la muestra eluida; modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR)                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p><b>Identificar las muestras</b>, en caso necesario, descongelar a temperatura ambiente, mezclar con cuidado, centrifugar el contenido durante 5 segundos y, después, conservarlo en hielo o en el bloque refrigerado. En caso necesario, verter 200 µL de muestra en un «Extraction Tube» (Tubo de extracción) previamente etiquetada.</p> <p><b>Descongelar las probetas de CPE</b> necesarias a temperatura ambiente durante 30 minutos. Mezclar con cuidado, centrifugar el contenido durante 5 segundos y, después, conservarlo en hielo o en el bloque refrigerado. Cada probeta es suficiente para 12 extracciones.</p> | <p><b>Descongelar la «Elution Tube»</b> (Tubo de elución) que contiene los ácidos nucleicos extraídos a temperatura ambiente. Mezclar con cuidado, centrifugar el contenido durante 5 segundos y, después, conservarlo en hielo o en el bloque refrigerado.</p>                    |
| 2  | Seleccionar <b>«Perform Run» (Realizar ejecución)</b> en la pantalla «Home» (Inicio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seleccionar <b>«Perform Run» (Realizar ejecución)</b> en la pantalla «Home» (Inicio).                                                                                                                                                                                              |
| 3  | Asegurarse de que «Extraction Input Volume» (Volumen inicial de extracción) esté configurado a 200 µL y «Extracted Elute Volume» (Volumen de elución extraído), a 100 µL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Asegurarse de que «Extraction Input Volume» (Volumen inicial de extracción) esté configurado a 200 µL y «Extracted Elute Volume» (Volumen de elución extraído), a 100 µL.                                                                                                          |
| 4  | Para cada muestra, asignar un carril e introducir el «SampleID» o SID (ID de la muestra), ya sea rellenándolo directamente o escaneando su código de barras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Para cada muestra, asignar un carril e introducir el «SampleID» o SID (ID de la muestra), ya sea rellenándolo directamente o escaneando su código de barras.                                                                                                                       |
| 5  | Seleccionar el <b>Assay Protocol (Protocolo de ensayo)</b> en la columna «Assay» (Ensayo); consultar la sección «Muestras y controles».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seleccionar el <b>Assay Protocol (Protocolo de ensayo)</b> en la columna «Assay» (Ensayo); consultar la sección «Muestras y controles».                                                                                                                                            |
| 6  | Asegurarse de que el protocolo que se muestra en el área «Protocol» (Protocolo) sea «Extract + PCR» (Extracción + PCR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seleccionar <b>«PCR Only» (Solo PCR)</b> en la columna «Protocol» (Protocolo).                                                                                                                                                                                                     |
| 7  | En la columna «Sample Position» (Posición de la muestra), seleccionar la posición de carga «Extraction Tube» (Tubo de extracción) para la muestra. Asegurarse de que la opción <b>«Dilution factor» (Factor de dilución)</b> esté configurada a «1».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Asegurarse de que la posición de carga de la muestra en la columna «Sample Position» (Posición de la muestra) sea «Elution Tube (bottom row)» (Tubo de elución [fila inferior]). Asegurarse de que la opción <b>«Dilution factor» (Factor de dilución)</b> esté configurada a «1». |
| 8  | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9  | <b>Cargar el CPE y la PCR Mix</b> en el «Inventory Block» (administrador de inventarios) en función de la «Load List» (Cargar lista) y, después, introducir el número de lote del CPE y de la mezcla PCR Mix, la fecha de caducidad y el número de reacciones para cada probeta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cargar la PCR Mix</b> en el «Inventory Block» (administrador de inventarios) en función de la «Load List» (Cargar lista) y, después, introducir el número de lote de la PCR Mix, la fecha de caducidad y el número de reacciones para cada probeta.                             |
| 10 | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                   |

|           | <b>A. Sesión de la muestra (Extract + PCR).</b>                                                                                                                                                   | <b>B. Sesión con la muestra eluida; modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR)</b>                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11</b> | Verificar las puntas en el área de «Tip Racks» (rack de puntas) del «Inventory Area» (área del inventario) y, en caso necesario, sustituir la gradilla o las gradillas de puntas que corresponda. | Verificar las puntas en el área de «Tip Racks» (rack de puntas) del «Inventory Area» (área del inventario) y, en caso necesario, sustituir la gradilla o las gradillas de puntas que corresponda. |
| <b>12</b> | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                  | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                  |
| <b>13</b> | <b>Cargar</b> el PCR Cassette, los cartuchos de extracción ELITe InGenius SP 200, así como todos los consumibles necesarios y las muestras que deben extraerse.                                   | <b>Cargar</b> el PCR Cassette y las «Elution Tube» (Tubo de elución) con las muestras extraídas.                                                                                                  |
| <b>14</b> | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                  | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                  |
| <b>15</b> | Cerrar la puerta del instrumento.                                                                                                                                                                 | Cerrar la puerta del instrumento.                                                                                                                                                                 |
| <b>16</b> | Pulsar «Start» (Inicio).                                                                                                                                                                          | Pulsar «Start» (Inicio).                                                                                                                                                                          |

|    | C. Sesión de calibración; modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D. Sesión para el Positive Control y el Negative Control; modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Descongelar</b> las probetas de calibrador <b>Q-PCR Standard tubes</b> (Cal1: Q-PCR Standard 10 <sup>2</sup> , Cal2: Q-PCR Standard 10 <sup>3</sup> , Cal3: Q-PCR Standard 10 <sup>4</sup> , Cal4: Q-PCR Standard 10 <sup>5</sup> ) a temperatura ambiente durante 30 minutos. Mezclar con cuidado, centrifugar el contenido durante 5 segundos y, después, conservarlo en hielo o en el bloque refrigerado. | <b>Descongelar las probetas de Positive Control</b> a temperatura ambiente durante 30 minutos. Mezclar con cuidado, centrifugar el contenido durante 5 segundos y, después, conservarlo en hielo o en el bloque refrigerado.<br><b>Preparar el Negative Control</b> vertiendo al menos 50 µL de agua para biología molecular en el tubo de elución («Elution Tube») que se incluye con el ELITE InGenius SP 200 Consumable Set. |
| 2  | Seleccionar «Perform Run» (Realizar ejecución) en la pantalla «Home» (Inicio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seleccionar «Perform Run» (Realizar ejecución) en la pantalla «Home» (Inicio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3  | Asegurarse de que «Extraction Input Volume» (Volumen inicial de extracción) esté configurado a 200 µL y «Extracted Elute Volume» (Volumen de elución extraído), a 100 µL.                                                                                                                                                                                                                                       | Asegurarse de que «Extraction Input Volume» (Volumen inicial de extracción) esté configurado a 200 µL y «Extracted Elute Volume» (Volumen de elución extraído), a 100 µL.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4  | Para el calibrador Q-PCR, asignar el carril («Track»), <b>seleccionar el Assay Protocol (Protocolo de ensayo)</b> en la columna «Assay» (Ensayo) y, después, rellenar el número de lote y la fecha de caducidad de los reactivos.                                                                                                                                                                               | <b>Seleccionar el Assay Protocol (Protocolo de ensayo)</b> en la columna «Assay» (Ensayo); consultar la sección «Muestras y controles». Introducir el número de lote y la fecha de caducidad del Positive Control y del agua para biología molecular.                                                                                                                                                                           |
| 5  | En la columna «Protocol» (Protocolo), asegurarse de que esté seleccionado «PCR Only» (Solo PCR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | En la columna «Protocol» (Protocolo), asegurarse de que esté seleccionado «PCR Only» (Solo PCR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | Asegurarse de que la posición de carga de la muestra en la columna «Sample Position» (Posición de la muestra) sea «Elution Tube (bottom row)» (Tubo de elución [fila inferior]).                                                                                                                                                                                                                                | Asegurarse de que la posición de carga de la muestra en la columna «Sample Position» (Posición de la muestra) sea «Elution Tube (bottom row)» (Tubo de elución [fila inferior]).                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7  | <b>Cargar la PCR Mix</b> en el «Inventory Block» (administrador de inventarios) en función de la «Load List» (Cargar lista) y, después, introducir el número de lote de la PCR Mix, la fecha de caducidad y el número de reacciones para cada probeta.                                                                                                                                                          | <b>Cargar la PCR Mix</b> en el «Inventory Block» (administrador de inventarios) en función de la «Load List» (Cargar lista) y, después, introducir el número de lote de la PCR Mix, la fecha de caducidad y el número de reacciones para cada probeta.                                                                                                                                                                          |
| 8  | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9  | Verificar las puntas en el área de «Tip Racks» (rack de puntas) de la «Inventory Area» (área del inventario) y, en caso necesario, sustituir la gradilla o las gradillas de puntas que corresponda.                                                                                                                                                                                                             | Verificar las puntas en el área de «Tip Racks» (rack de puntas) de la «Inventory Area» (área del inventario) y, en caso necesario, sustituir la gradilla o las gradillas de puntas que corresponda.                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 | <b>Cargar</b> el PCR Cassette y las probetas de Q-PCR Standard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cargar</b> el PCR Cassette, el Positive Control y el Negative Control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 | Cerrar la puerta del instrumento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cerrar la puerta del instrumento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 | Pulsar «Start» (Inicio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pulsar «Start» (Inicio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Una vez finalizada la sesión, el **ELITE InGenius** permite mostrar, aprobar y guardar los resultados, así como imprimir y guardar el informe.

### NOTA!

Al finalizar la sesión, la parte que queda de la muestra extraída en la «**Elution Tube**» (Tubo de elución) debe extraerse del instrumento, taparse, identificarse y conservarse a  $-20 \pm 10$  °C durante un máximo de un mes. Evitar derramar la muestra extraída.

**NOTA!**

Al finalizar la sesión, la **PCR Mix** puede extraerse del instrumento, taparse y conservarse a  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  o a una temperatura inferior, o bien mantenerse en el bloque refrigerado durante un máximo de 7 horas (2 sesiones de 3 horas cada una y el tiempo necesario para iniciar una tercera sesión). Mezclar con cuidado y, después, centrifugar el contenido durante 5 segundos antes de iniciar la siguiente sesión.

**NOTA!**

Al finalizar la sesión, la parte que queda del calibrador **Q-PCR Standard** puede extraerse del instrumento, taparse y conservarse a  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  o a una temperatura inferior. Evitar derramar el calibrador Q - PCR Standard.

**NOTA!**

El calibrador **Q-PCR-Standard** puede utilizarse para 4 sesiones independientes de 2 horas cada una.

**NOTA!**

Al finalizar la sesión, la parte que queda del **Positive Control** puede extraerse del instrumento, taparse y conservarse a  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  o a una temperatura inferior. Evitar derramar el Positive Control. La parte que queda del **Negative Control** debe eliminarse.

**NOTA!**

El producto **Positive Control** puede utilizarse para 4 sesiones independientes de 3 horas cada una.

**NOTA!**

Al finalizar la sesión, el **PCR Cassette** y el resto de consumibles deben eliminarse siguiendo las normativas gubernamentales y medioambientales. Evitar derramar los productos de reacción.

### 9.3 PASO 3. Evaluación y aprobación de los resultados

El **ELiTe InGenius** supervisa las señales de fluorescencia de la diana y del Internal Control para cada reacción y aplica automáticamente los parámetros del Assay Protocol (protocolo de ensayo) para generar curvas de PCR que, después, se convierten en resultados.

At the end of the run, the "Results Display" screen is automatically shown. En esta pantalla se muestran los resultados y la información de la sesión. Desde esta pantalla, es posible aprobar dichos resultados, así como imprimir o guardar los informes («Sample Report» o «Track Report»). Para obtener más información, consultar las instrucciones de uso del instrumento.

**NOTA!**

El **ELiTe InGenius** puede conectarse al «Laboratory Information System» (sistema de información de laboratorios, LIS), que permite cargar los resultados de la sesión en el centro de datos del laboratorio. Para obtener más información, consultar las instrucciones de uso del instrumento.

El instrumento **ELiTe InGenius** genera los resultados con el producto **ADENOVIRUS ELiTe MGB Kit** mediante el siguiente procedimiento:

1. Validación de la curva de calibración
2. Validación de los resultados del Positive Control y del Negative Control
3. Validación de los resultados de las muestras.
4. Generación del informe de los resultados de la muestra.

### 9.3.1 Validación de la curva de calibración

El **ELiTe InGenius Software** interpreta los resultados de la PCR para la diana de las reacciones del calibrador utilizando los parámetros del Assay Protocol (Protocolo de ensayo) **ELiTe\_STD**. La relación Ct a concentración resultante da lugar a la curva de calibración.

Las curvas de calibración, específicas del lote de reactivos de PCR, se registran en la base de datos («Calibration»). Los usuarios cualificados como administrador («Administrator») o analista («Analyst») pueden consultar dichos resultados y aprobarlos siguiendo las instrucciones de la interfaz.

La curva de calibración caduca **a los 60 días**.

#### NOTA!

si la curva de calibración no cumple los criterios de aceptación, en el menú «Calibration» (Calibración) aparece el mensaje «Failed» (Error). En este caso, los resultados no pueden aprobarse y es necesario repetir las reacciones de amplificación del calibrador. Además, si se incluyeron muestras en la sesión, estas no se cuantifican, por lo que también deberán repetirse para generar resultados cuantitativos.

### 9.3.2 Validación de los resultados del Positive Control y Negative Control de la amplificación

El **ELiTe InGenius software** interpreta los resultados de la PCR para la diana de las reacciones del Positive Control y del Negative Control utilizando los parámetros de los Assay Protocols (protocolos de ensayo) **ELiTe\_PC** y **ELiTe\_NC**. Los valores de Ct resultantes se convierten en concentraciones y se utilizan para verificar el sistema (lote de reactivos e instrumento).

Los resultados del Positive Control y del Negative Control, específicos del lote de reactivos de PCR, se registran en la base de datos («Controls»). Los usuarios cualificados como administrador («Administrator») o analista («Analyst») pueden consultar dichos resultados y aprobarlos siguiendo las instrucciones de la interfaz.

Los resultados del Positive Control y del Negative Control caducan **a los 15 días**.

El **ELiTe InGenius Software** procesa los resultados del Positive Control y del Negative Control y genera los gráficos de control («Control Charts»). La aprobación del Positive Control se basa en la evaluación de la cantidad logarítmica obtenida que debe estar dentro del rango de cantidad logarítmica que se espera (gráfico del PC), lo que garantiza que el rendimiento del sistema se encuentra dentro de los criterios de aceptación. El segundo gráfico (gráfico de L-J) está concebido exclusivamente para controlar la tendencia del Positive Control a lo largo del tiempo. Para obtener más información, consultar las instrucciones de uso del instrumento.

#### NOTA!

Si el resultado del Positive Control y del Negative Control no cumple los criterios de aceptación, en la pantalla «Controls» (Controles) aparece el mensaje «Failed» (Error). En este caso, los resultados no pueden aprobarse y es necesario repetir el procesamiento del Positive Control y del Negative Control.

#### NOTA!

si el resultado del Positive Control o del Negative Control no es válido y se incluyeron muestras en la misma sesión, las muestras pueden aprobarse, pero los resultados no se validan. En este caso, es necesario repetir el procesamiento del control o los controles que han producido un error y el de todas las muestras.

### 9.3.3 Validación de los resultados de la muestra

El **ELiTe InGenius Software** interpreta los resultados de la PCR para la diana (canal **ADV**) y el Internal Control (canal **IC**) con los parámetros de los Assay Protocols (Protocolos de ensayo) **ADV ELiTe\_WB\_200\_100** y **ADV ELiTe\_PL\_200\_100**. Los valores resultantes del Ct de la diana se convierten en concentración.

Los resultados se muestran en la pantalla «Results Display».

Los resultados de la muestra pueden aprobarse cuando se cumplen las tres condiciones que se indican en la tabla siguiente.

**Tabla 7**

| 1) Curva de calibración | Estado   |
|-------------------------|----------|
| ADV Q-PCR Standard      | APROBADO |
| 2) Positive Control     | Estado   |
| ADV Positive Control    | APROBADO |
| 3) Negative Control     | Estado   |
| ADV Negative Control    | APROBADO |

El **ELITE InGenius Software** interpreta automáticamente los resultados de las muestras utilizando los parámetros del Assay Protocol (protocolo de ensayo).

En la tabla siguiente se muestran los posibles mensajes de los resultados.

Para cada muestra el sistema indica una combinación de los mensajes siguientes y especifica si se ha detectado o no el ADN de los patógenos.

**Tabla 8**

| Resultado de la sesión de la muestra                                                                                           | Interpretación                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADV:DNA Detected, quantity equal to XXX copies/mL or IU/mL (ADV:ADN detectado, cantidad igual a "XXX" copias/mL o UI/mL)       | Se ha detectado ADN de ADV en la muestra dentro del rango de medición del ensayo y se indica su concentración.                                                                          |
| ADV:DNA Detected, quantity below LLoQ copies/mL or IU/mL (ADV:ADN detectado, cantidad por debajo de "LLoQ" copias/mL o UI/mL)  | Se ha detectado ADN de ADV en la muestra, pero su concentración se encuentra por debajo del límite inferior de cuantificación del ensayo.                                               |
| ADV:DNA Detected, quantity beyond "ULoQ" copies/mL or IU/mL (ADV:ADN detectado, cantidad mas alta de "ULoQ" copias/mL o UI/mL) | Se ha detectado ADN de ADV en la muestra, pero su concentración se encuentra por encima del límite superior de cuantificación del ensayo.                                               |
| ADV:DNA Not detected or below LoD copies/mL or IU/mL (ADV:ADN no detectado o por debajo de "LoD" copias/mL o UI/mL)            | No se ha detectado ADN de ADV en la muestra. La muestra es negativa para el ADN de la diana, o su concentración es inferior al <b>límite de detección</b> del ensayo.                   |
| Invalid-Retest Sample (No válido-Volver a probar muestra)                                                                      | Resultado no válido del ensayo causado por un fallo en el Internal Control (p. ej., debido a una extracción incorrecta o al arrastre de inhibidores). Es necesario repetir el análisis. |

Las muestras que se notifican como «Invalid: Retest Sample» (No válido-Volver a probar muestra) indican que el ADN del Internal Control no ha podido detectarse correctamente, probablemente debido a problemas en los pasos de recogida de la muestra, extracción o PCR (p. ej., obtención incorrecta de la muestra, degradación o pérdida de ADN durante la extracción o presencia de inhibidores en el eluido), lo que puede dar lugar a resultados incorrectos.

Si queda un volumen de eluido suficiente, dicho eluido puede volver a analizarse (tal cual o diluido) con una sesión de amplificación en el modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR). Si se produce un segundo resultado no válido, la muestra debe volver a analizarse a partir del paso de extracción de una nueva muestra utilizando el modo de procesamiento «Extract + PCR» (Extracción + PCR); consultar la sección «[14 PROBLEMAS Y SOLUCIONES page 33](#)».

Las muestras que se notifican como «ADV:DNA Not Detected or below "LoD" copies/mL or IU/mL» (ADV:ADN no detectado o por debajo de LoD copias/mL o UI/mL) son aptas para el análisis, pero no ha sido posible detectar ADV. En este caso, puede que la muestra sea negativa para ADN de ADV, o que el ADN de ADV presente una concentración inferior al límite de detección del ensayo (ver sección [11 CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO page 24](#)).

Si se detectan muestras positivas para ADN de VJC a una concentración inferior al límite de detección (y al límite inferior de cuantificación) del ensayo, estas se notifican como «ADV:DNA Detected, quantity below LLoQ copies/mL or IU/mL» (ADV:ADN detectado, cantidad por debajo de “LLoQ” copias/mL o UI/mL); consultar la sección [11 CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO page 24](#).

Las muestras positivas para ADN de VJC dentro del rango de medición lineal (consultar la sección [11 CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO page 24](#)) se detectan y notifican como «ADV:DNA Detected, quantity equal to “XXX” copies / mL or IU/mL» (ADV:ADN detectado, cantidad igual a “XXX” copias/mL o UI/mL).

Las muestras positivas para ADN de ADV que se encuentren por encima del límite superior de cuantificación se notifican como «ADV:DNA Detected, quantity beyond ULoQ copies/mL or IU/mL» (ADV:ADN detectado, cantidad mas alta de “ULoQ” copias/mL o UI/mL) y no son aptas para la cuantificación. En caso necesario, es posible diluir la muestra antes de la extracción o de la PCR y volver a analizarla para obtener resultados dentro del rango de medición lineal del ensayo (consultar la sección [11 CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO page 24](#)).

### NOTA!

Los resultados obtenidos con este ensayo deben interpretarse teniendo en cuenta todas las observaciones clínicas y los resultados de otras pruebas analíticas del paciente.

Los resultados de la muestra se guardan en la base de datos y, si son válidos, pueden ser aprobados en la pantalla «Results Display» (Presentación de resultados) por personal cualificado como administrador («Administrator») o analista («Analyst»), siguiendo las instrucciones de la interfaz. La pantalla «Results Display» (Presentación de resultados) permite imprimir y guardar los resultados de la sesión de la muestra como «Sample Report» y como «Track Report».

#### 9.3.4 Generación del informe de los resultados de la muestra

Los resultados de la muestra se guardan en la base de datos y los informes pueden exportarse como «Sample Report» y como «Track Report».

El «Sample Report» muestra los detalles de los resultados ordenados por la muestra seleccionada (SID).

El «Track Report» muestra los detalles de los resultados ordenados por el carril seleccionado.

El personal autorizado puede imprimir y firmar el «Sample Report» y el «Track Report».

## 10 PROCEDIMIENTO CON EL ELITe BeGenius

El procedimiento para utilizar el producto **ADENOVIRUS ELITe MGB Kit** con el **ELITe BeGenius** comprende tres pasos:

**Tabla 9**

|        |                                               |                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PASO 1 | Verificación de la disponibilidad del sistema |                                                                                                       |
| PASO 2 | Configuración de la sesión                    | A) Sesión de la muestra; modo de procesamiento «Extract + PCR» (Extracción + PCR).                    |
|        |                                               | B) Sesión con la muestra eluida; modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR)                          |
|        |                                               | C) Sesión de calibración; modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR)                                 |
|        |                                               | D) Sesión para el Positive Control y el Negative Control; modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR) |
| PASO 3 | Evaluación y aprobación de los resultados     | 1) Validación de la curva de calibración                                                              |
|        |                                               | 2) Validación de los resultados del Positive Control y del Negative Control                           |
|        |                                               | 3) Validación de los resultados de las muestras                                                       |
|        |                                               | 4) Generación del informe de los resultados de la muestra                                             |

## 10.1 PASO 1. Verificación de la disponibilidad del sistema

Antes iniciar la sesión, es necesario realizar las siguientes tareas:

- Encender el **ELITe BeGenius** e iniciar sesión en el modo «**CLOSED**».
- En el menú «Calibration» (Calibración) de la pantalla «Home» (Inicio), verificar que los calibradores (**Q - PCR Standard**) estén aprobados y sean válidos («Status») para el lote de **PCR Mix** que va a utilizarse. Si no se dispone de calibradores válidos para el lote de mezcla **PCR Mix**, realizar la calibración tal como se describe en los apartados siguientes.
- En el menú «Controls» (Controles) de la página «Home» (Inicio), verificar que los controles de PCR (**Positive Control, EV Negative Control**) estén aprobados y sean válidos («Status») para el lote de mezcla **PCR Mix** que va a utilizarse. Si no se dispone de controles de PCR válidos para el lote de **PCR Mix**, procesar los controles de la PCR tal como se describe en los apartados siguientes.
- Seleccionar el tipo de sesión siguiendo las instrucciones de la interfaz para configurar la sesión y utilizando los Assay Protocols (protocolos de ensayo) proporcionados por EG SpA (consultar la sección «**8 MUESTRAS Y CONTROLES page 7**»).

Si el Assay Protocol (protocolo de ensayo) deseado no está cargado en el sistema, contactar con el servicio de atención al cliente de ELITechGroup más cercano.

## 10.2 PASO 2. Configuración de la sesión

El producto **ADENOVIRUS ELITe MGB Kit** puede utilizarse con el instrumento **ELITe BeGenius** para realizar las siguientes tareas:

- A. Sesión de la muestra; modo de procesamiento «Extract + PCR» (Extracción + PCR)
- B. Sesión con la muestra eluida; modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR)
- C. Sesión de calibración en el modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR)
- D. Sesión para el Positive Control y el Negative Control; modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR)

Todos los parámetros necesarios están incluidos en los Assay Protocols (protocolos de ensayo) disponibles en el instrumento y se cargan automáticamente al seleccionar el Assay Protocol (protocolo de ensayo).

### NOTA!

El **ELITe BeGenius** puede conectarse al «Laboratory Information System» (sistema de información de laboratorios, LIS), que permite descargar la información de la sesión. Para obtener más información, consultar las instrucciones de uso del instrumento.

### Antes de configurar una sesión:

Descongelar las probetas necesarias de **PCR Mix** a temperatura ambiente durante 30 minutos. Cada probeta es suficiente para **24 análisis**. Mezclar con cuidado, centrifugar el contenido durante 5 segundos y, después, conservarlo en hielo o en el bloque refrigerado.

### NOTA!

Conservar la **PCR Mix** en un lugar protegido de la luz mientras se descongela, pues este reactivo es fotosensible.

Para configurar uno de los cuatro tipos de sesión, realizar los pasos siguientes conforme a las instrucciones de la interfaz:

|    | A. Sesión de la muestra; modo de procesamiento «Extract + PCR» (Extracción + PCR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B. Sesión con la muestra; eluida modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p><b>Identificar las muestras</b> y, en caso necesario, descongelar a temperatura ambiente, mezclar con cuidado, centrifugar el contenido durante 5 segundos y, después, conservarlo en hielo o en el bloque refrigerado. En caso necesario, verter 200 µL de muestra en una probeta Sarstedt de 2 mL previamente etiquetada.</p> <p><b>Descongelar las probetas de CPE</b> necesarias a temperatura ambiente durante 30 minutos. Mezclar con cuidado, centrifugar el contenido durante 5 segundos y, después, conservarlo en hielo o en el bloque refrigerado. Cada probeta es suficiente para 12 extracciones.</p> | <p><b>Descongelar el «Elution Tube»</b> (tubo de elución) que contiene los ácidos nucleicos extraídos a temperatura ambiente. Mezclar con cuidado, centrifugar el contenido durante 5 segundos y, después, conservarlo en hielo o en el bloque refrigerado.</p>                                                                                            |
| 2  | Seleccionar « <b>Perform Run</b> » (Realizar ejecución) en la pantalla «Home» (Inicio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seleccionar « <b>Perform Run</b> » (Realizar ejecución) en la pantalla «Home» (Inicio).                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | Extraer todas las gradillas de la «Cooler Unit» y colocarlas en la mesa de preparación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Extraer las racks de los «Lanes» 1, 2 y 3 (L1, L2, L3) de la «Cooler Unit» y colocarlas en la tabla de preparación.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4  | Seleccionar el «Run Mode»: «Extract + PCR» (Extracción + PCR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seleccionar el «Run Mode»: «PCR Only» (Solo PCR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5  | Cargar las muestras en la «Sample Rack» (rack de muestras). Cuando se cargan probetas secundarias «2 mL Tube», utilizar los adaptadores azules para la «Sample Rack» (rack de muestras).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cargar las muestras en la «Elution Rack» (rejilla de elución).                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6  | <b>Insertar la «Sample Rack»</b> (rack de muestras) en la «Cooler Unit», comenzando por el Lane 5 (L5). En caso necesario, insertar el ID de la muestra para cada posición utilizada. Si se cargan probetas secundarias, marcar la probeta de 2 mL como «2 mL Tube». Si las probetas secundarias no tienen códigos de barras, introducir manualmente el ID de las muestras.                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Insertar la «Elution Rack»</b> (rejilla de elución) en la «Cooler Unit», comenzando por el Lane 3 (L3).</p> <p>En caso necesario, para cada «Position», introducir el «SID» (ID de la muestra), la «Sample matrix» (matriz de la muestra), el «Extraction kit» (kit de extracción) y el «Extracted Eluate Volume» (volumen de elución extraído).</p> |
| 7  | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8  | Asegurarse de que «Extraction Input Volume» (Volumen inicial de extracción) esté configurado a 200 µL y «Extracted Elute Volume» (Volumen de elución extraído), a 100 µL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | Seleccionar el Assay Protocol (Protocolo de ensayo) en la columna «Assay» (Ensayo); consultar la sección «Muestras y controles».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seleccionar el Assay Protocol (Protocolo de ensayo) en la columna «Assay» (Ensayo); consultar la sección «Muestras y controles».                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 | si se procesan más de 12 muestras, repetir el procedimiento a partir del punto 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | si se procesan más de 12 muestras, repetir el procedimiento a partir del punto 6.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 | Cargar los «Elution Tube» (tubos de elución) en la «Elution Rack» (rejilla de elución); las probetas de elución pueden etiquetarse con un código de barras para mejorar la rastreabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 | Insertar la «Elution Rack» (rejilla de elución) en la «Cooler Unit», comenzando por el Lane 3 (L3). Si se procesan más de 12 muestras, repetir el procedimiento utilizando el «Lane 2» (L2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14 | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    | <b>A. Sesión de la muestra; modo de procesamiento «Extract + PCR» (Extracción + PCR)</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>B. Sesión con la muestra; eluida modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR)</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Cargar el CPE y la PCR Mix en la «Reagent/Elution Rack» (rejilla de reactivos/elución).                                                                                                                                                                                                                                                     | Cargar la PCR Mix en la «Reagent/Elution Rack» (rejilla de reactivos/elución).                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16 | Insertar la «Reagent/Elution Rack» (rejilla de reactivos/elución) en el Lane 2 (L2) de la «Cooler Unit» o, si está disponible, en el Lane 1 (L1).<br>En caso necesario, para cada PCR Mix o CPE, rellenar el «S/N» (número de serie), el «Lot No.» (número de lote), la «Exp. Date» (fecha de caducidad) y el «T/R» (número de reacciones). | Insertar la «Reagent/Elution Rack» (rejilla de reactivos/elución) en el Lane 2 (L2) de la «Cooler Unit» o, si está disponible, en el Lane 1 (L1).<br>En caso necesario, para cada PCR Mix, rellenar el «S/N» (número de serie), el «Lot No.» (número de lote), la «Exp. Date» (fecha de caducidad) y el «T/R» (número de reacciones). |
| 17 | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18 | Verificar las puntas en el área de «Tip Racks» (rack de puntas) de la «Inventory Area» (área del inventario) y, en caso necesario, sustituir la gradilla o las gradillas de puntas que corresponda.                                                                                                                                         | Verificar las puntas en el área de «Tip Racks» (rack de puntas) de la «Inventory Area» (área del inventario) y, en caso necesario, sustituir la gradilla o las gradillas de puntas que corresponda.                                                                                                                                   |
| 19 | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20 | Cargar la «PCR Rack» con el PCR Cassette en la «Inventory Area» (área del inventario).                                                                                                                                                                                                                                                      | Cargar la «PCR Rack» con el PCR Cassette en la «Inventory Area» (área del inventario).                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21 | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22 | Cargar la «Extraction Rack» (gradilla de extracción) con los cartuchos de extracción ELITe InGenius SP 200 y los consumibles de extracción necesarios.                                                                                                                                                                                      | No aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23 | Cerrar la puerta del instrumento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cerrar la puerta del instrumento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24 | Pulsar «Start» (Inicio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pulsar «Start» (Inicio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|           | <b>C. Sesión de calibración; modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>D. Sesión para el Positive Control y el Negative Control; modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Descongelar las probetas de calibrador Q-PCR Standard tubes</b> (Cal1: Q-PCR Standard 10 <sup>2</sup> , Cal2: Q-PCR Standard 10 <sup>3</sup> , Cal3: Q-PCR Standard 10 <sup>4</sup> , Cal4: Q-PCR Standard 10 <sup>5</sup> ) a temperatura ambiente durante 30 minutos. Mezclar con cuidado, centrifugar el contenido durante 5 segundos y, después, conservarlo en hielo o en el bloque refrigerado. | <b>Descongelar las probetas de Positive Control</b> a temperatura ambiente durante 30 minutos. Mezclar con cuidado, centrifugar el contenido durante 5 segundos y, después, conservarlo en hielo o en el bloque refrigerado.<br><b>Preparar el Negative Control</b> vertiendo al menos 50 µL de agua para biología molecular en el tubo de elución («Elution Tube») que se incluye con el ELITE InGenius SP 200 Consumable Set. |
| <b>2</b>  | Seleccionar «Perform Run» (Realizar ejecución) en la pantalla «Home» (Inicio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seleccionar «Perform Run» (Realizar ejecución) en la pantalla «Home» (Inicio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3</b>  | Extraer las racks de los «Lanes» 1, 2 y 3 (L1, L2, L3) de la «Cooler Unit» y colocarlas en la tabla de preparación.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Extraer las racks de los «Lanes» 1, 2 y 3 (L1, L2, L3) de la «Cooler Unit» y colocarlas en la tabla de preparación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>4</b>  | Seleccionar el modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seleccionar el «Run Mode»: «PCR Only» (Solo PCR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>5</b>  | <b>Cargar las probetas de Q-PCR Standard</b> en la «Elution Rack» (rejilla de elución).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Cargar las probetas de Positive Control y de Negative Control</b> en la «Elution Rack» (rejilla de elución).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>6</b>  | <b>Insertar la «Elution Rack»</b> (rejilla de elución) en la «Cooler Unit», comenzando por el Lane 3 (L3).<br>En caso necesario, para cada «Position» introducir el «Reagent name» (nombre del reactivo), el «S/N» (número de serie) el «Lot No.» (número de lote), la «Exp. Date» (fecha de caducidad) y el «T/R» (número de reacciones).                                                               | <b>Insertar la «Elution Rack»</b> (rejilla de elución) en la «Cooler Unit», comenzando por el Lane 3 (L3).<br>En caso necesario, para cada «Position» introducir el «Reagent name» (nombre del reactivo), el «S/N» (número de serie) el «Lot No.» (número de lote), la «Exp. Date» (fecha de caducidad) y el «T/R» (número de reacciones).                                                                                      |
| <b>7</b>  | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>8</b>  | Seleccionar el <b>Assay Protocol (protocolo de ensayo)</b> en la columna «Assay» (Ensayo); consultar la sección «Muestras y controles».                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seleccionar el <b>Assay Protocol (protocolo de ensayo)</b> en la columna «Assay» (Ensayo); consultar la sección «Muestras y controles».                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>9</b>  | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>10</b> | <b>Cargar la PCR Mix</b> en la «Reagent/Elution Rack» (rejilla de reactivos/elución).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Cargar la PCR Mix</b> en la «Reagent/Elution Rack» (rejilla de reactivos/elución).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>11</b> | <b>Insertar la «Reagent/Elution Rack»</b> (rejilla de reactivos/elución) en la «Cooler Unit», en el Lane 2 (L2).<br>En caso necesario, para cada PCR Mix, rellenar el «S/N» (número de serie), el «Lot No.» (número de lote), la «Exp. Date» (fecha de caducidad) y el «T/R» (número de reacciones).                                                                                                     | Insertar la «Reagent/Elution Rack» (rejilla de reactivos/elución) en el «Lane» 2 (L2) de la «Cooler Unit».<br>En caso necesario, para cada PCR Mix, rellenar el «S/N» (número de serie), el «Lot No.» (número de lote), la «Exp. Date» (fecha de caducidad) y el «T/R» (número de reacciones).                                                                                                                                  |
| <b>12</b> | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>13</b> | Verificar las puntas en el área de «Tip Racks» (rack de puntas) de la «Inventory Area» (área del inventario) y, en caso necesario, sustituir la gradilla o las gradillas de puntas que corresponda.                                                                                                                                                                                                      | Verificar las puntas en el área de «Tip Racks» (rack de puntas) de la «Inventory Area» (área del inventario) y, en caso necesario, sustituir la gradilla o las gradillas de puntas que corresponda.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>14</b> | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>15</b> | Cargar la «PCR Rack» con el <b>PCR Cassette</b> en la «Inventory Area» (área del inventario).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cargar la «PCR Rack» con el <b>PCR Cassette</b> en la «Inventory Area» (área del inventario).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>16</b> | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hacer clic en «Next» (Siguiente) para continuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    | C. Sesión de calibración; modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR) | D. Sesión para el Positive Control y el Negative Control; modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR) |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Cerrar la puerta del instrumento.                                     | Cerrar la puerta del instrumento.                                                                     |
| 18 | Pulsar «Start» (Inicio).                                              | Pulsar «Start» (Inicio).                                                                              |

Una vez finalizada la sesión, el **ELiTe BeGenius** permite mostrar, aprobar y guardar los resultados, así como imprimir y guardar el informe.

#### NOTA!

Al finalizar la sesión, la parte que queda de la muestra extraída en la «**Elution Tube**» (Tubo de elución) debe extraerse del instrumento, taparse, identificarse y conservarse a  $-20 \pm 10$  °C durante un máximo de un mes. Evitar cualquier derrame de la muestra extraída.

#### NOTA!

Al finalizar la sesión, la **PCR Mix** puede extraerse del instrumento, taparse y conservarse a  $-20$  °C o a una temperatura inferior, o bien mantenerse en el bloque refrigerado durante un máximo de 7 horas (2 sesiones de 3 horas cada una y el tiempo necesario para iniciar una tercera sesión). Mezclar con cuidado y, después, centrifugar el contenido durante 5 segundos antes de iniciar la siguiente sesión.

#### NOTA!

Al finalizar la sesión, la parte que queda del calibrador **Q-PCR Standard** puede extraerse del instrumento, taparse y conservarse a  $-20$  °C o a una temperatura inferior. Evitar derramar el calibrador Q - PCR Standard.

#### NOTA!

El calibrador **Q-PCR-Standard** puede utilizarse para 4 sesiones independientes de 2 horas cada una.

#### NOTA!

Al finalizar la sesión, la parte que queda del **Positive Control** puede extraerse del instrumento, taparse y conservarse a  $-20$  °C o a una temperatura inferior. Evitar derramar el **Positive Control**. La parte que queda del **Negative Control** debe eliminarse.

#### NOTA!

El producto **Positive Control** puede utilizarse para 4 sesiones independientes de 3 horas cada una.

#### NOTA!

Al finalizar la sesión, el **PCR Cassette** y el resto de consumibles deben eliminarse siguiendo las normativas gubernamentales y medioambientales. Evitar derramar los productos de reacción.

### 10.3 PASO 3. Evaluación y aprobación de los resultados

El **ELiTe BeGenius** supervisa las señales de fluorescencia de la diana y del Internal Control para cada reacción y aplica automáticamente los parámetros del Assay Protocol (protocolo de ensayo) para generar curvas de PCR que, después, se convierten en resultados.

At the end of the run, the "Results Display" screen is automatically shown. En esta pantalla se muestran los resultados y la información de la sesión. Desde esta pantalla, es posible aprobar dichos resultados, así como imprimir o guardar los informes («Sample Report» o «Track Report»). Para obtener más información, consultar las instrucciones de uso del instrumento.

**NOTA!**

El **ELITE BeGenius** puede conectarse al «Laboratory Information System» (sistema de información de laboratorios, LIS), que permite cargar los resultados de la sesión en el centro de datos del laboratorio. Para obtener más información, consultar las instrucciones de uso del instrumento.

El instrumento **ELITE BeGenius** genera los resultados con el producto **ADENOVIRUS ELITE MGB Kit** mediante el siguiente procedimiento:

1. Validación de la curva de calibración
2. Validación de los resultados del Positive Control y del Negative Control
3. Validación de los resultados de las muestras.
4. Generación del informe de los resultados de la muestra.

**NOTA!**

Consultar el mismo apartado del **procedimiento con el ELITE InGenius** para obtener más información.

## 11 CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

### 11.1 Sensibilidad analítica: Límite de detección

#### Sangre

El límite de detección (LoD) del ensayo con sangre recogida en EDTA se determinó en el instrumento **ELITE BeGenius** analizando un panel de una matriz negativa para adenovirus que se enriqueció con material de referencia de adenovirus (Primer estándar internacional de la OMS para técnicas de amplificación de ácidos nucleicos con ADN de adenovirus humano, código NIBSC: 16/324). Se realizó un análisis de regresión Probit en los resultados y el LoD se calculó como la concentración correspondiente al 95 % de probabilidad de un resultado positivo.

La sensibilidad analítica, expresada como copias/mL, se calculó aplicando el factor de conversión específico indicado en [11.9 Factor de conversión a unidades internacionales page 30](#).

En la tabla siguiente se indican los resultados para las muestras de sangre recogida en EDTA.

**Tabla 10 Límite de detección en muestras de sangre recogida en EDTA**

| Muestras                | Positividad del 95 % | Intervalo de confianza del 95 % |                 |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|
|                         |                      | Límite inferior                 | Límite superior |
| Sangre recogida en EDTA | 117 UI/mL            | 76 UI/mL                        | 296 UI/mL       |
|                         | 45 copias/mL         | 29 copias/mL                    | 114 copias/mL   |

El valor calculado para el LoD se verificó analizando en los instrumentos **ELITE InGenius** y **ELITE BeGenius** muestras de sangre recogida en EDTA, que se enriquecieron con material de referencia certificado de adenovirus (Primer estándar internacional de la OMS para técnicas de amplificación de ácidos nucleicos con ADN de adenovirus humano, código NIBSC: 16/324) a la concentración declarada.

#### Plasma

El límite de detección (LoD) del ensayo con plasma recogido en EDTA se determinó en el instrumento **ELITE BeGenius** analizando un panel de una matriz negativa para adenovirus que se enriqueció con material de referencia de adenovirus (Primer estándar internacional de la OMS para técnicas de amplificación de ácidos nucleicos con ADN de adenovirus humano, código NIBSC: 16/324). Se realizó un análisis de regresión Probit en los resultados y el LoD se calculó como la concentración correspondiente al 95 % de probabilidad de un resultado positivo.

La sensibilidad analítica, expresada como copias/mL, se calculó aplicando el factor de conversión específico indicado en [11.9 Factor de conversión a unidades internacionales page 30](#).

En la tabla siguiente se indican los resultados para las muestras de plasma recogido en EDTA.

**Tabla 11 Límite de detección en muestras de plasma recogido en EDTA**

| Muestras                | Positividad del 95 % | Intervalo de confianza del 95 % |                 |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|
|                         |                      | Límite inferior                 | Límite superior |
| Plasma recogido en EDTA | 89 UI/mL             | 60 UI/mL                        | 204 UI/mL       |
|                         | 47 copias/mL         | 32 copias/mL                    | 107 copias/mL   |


El valor calculado para el LoD se verificó analizando en los instrumentos ELITE InGenius y ELITE BeGenius muestras de plasma recogido en EDTA, que se enriquecieron con material de referencia certificado de adenovirus (Primer estándar internacional de la OMS para técnicas de amplificación de ácidos nucleicos con ADN de adenovirus humano, código NIBSC: 16/324) a la concentración declarada.

## 11.2 Rango de medición lineal y límite de cuantificación

El rango de medición del ensayo se determinó con muestras de sangre recogida en EDTA y de plasma recogido en EDTA en los instrumentos **ELITE InGenius** y **ELITE BeGenius**, utilizando un panel de material de referencia de adenovirus («Primer estándar internacional de la OMS para técnicas de amplificación de ácidos nucleicos con ADN de adenovirus humano», código NIBSC: 16/324) utilizando sangre recogida en EDTA y plasma recogido en EDTA en matrices negativas para ADN de ADV.

En los apartados siguientes se muestran los resultados de cada matriz.

### Sangre recogida en EDTA




El rango de medición lineal expresado en copias/mL para sangre recogida en EDTA se calculó aplicando el factor de conversión específico que se indica en [11.9 Factor de conversión a unidades internacionales page 30](#).

En la tabla siguiente se resumen los resultados.

**Tabla 12 Rango de medición lineal para muestras de sangre y los instrumentos ELITE InGenius y ELITE BeGenius**

| Matriz                  | Unidad    | Límite inferior | Límite superior |
|-------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Sangre recogida en EDTA | UI/mL     | 117             | 65.000.000      |
|                         | copias/mL | 45              | 25.000.000      |

## Plasma recogido en EDTA



El rango de medición lineal expresado en copias/mL para plasma recogido en EDTA se calculó aplicando el factor de conversión específico que se indica en [11.9 Factor de conversión a unidades internacionales page 30](#).

En la tabla siguiente se resumen los resultados.

**Tabla 13 Rango de medición lineal para muestras de plasma y los instrumentos ELITE InGenius y ELITE BeGenius**

| Matriz                  | Unidad    | Límite inferior | Límite superior |
|-------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Plasma recogido en EDTA | UI/mL     | 89              | 65.000.001      |
|                         | copias/mL | 47              | 34.210.527      |

### 11.3 Incertidumbre de la curva de calibración

El valor de incertidumbre de la curva de calibración se calculó combinando los errores aleatorios (DE) de todas las cuantificaciones de nivel y multiplicando por el factor de cobertura  $k = 2$  (incertidumbre combinada ampliada) y resultó ser de 0,1926 log copias/reacción.

**Tabla 14 Incertidumbre de la curva de calibración**

| Niveles de la curva de calibración | Teóricos                | Medidos                 | DE     | Incertidumbre combinada ampliada |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|----------------------------------|
|                                    | teórico copias/reacción | teórico copias/reacción |        |                                  |
| ADV Q - PCR Standard $10^5$        | 5,0000                  | 5,0037                  | 0,0384 | 0,1926                           |
| ADV Q - PCR Standard $10^4$        | 4,0000                  | 3,9909                  | 0,0260 |                                  |
| ADV Q - PCR Standard $10^3$        | 3,0000                  | 3,0070                  | 0,0339 |                                  |
| ADV Q - PCR Standard $10^2$        | 2,0000                  | 1,9984                  | 0,0773 |                                  |

### 11.4 Inclusividad: Eficacia de detección y cuantificación en distintos genotipos

La inclusividad del ensayo, definida como la eficacia de detección de diferentes especies y genotipos de ADV, se evaluó mediante un análisis informático de las secuencias disponibles en las bases de datos de nucleótidos. El análisis demostró la conservación de la secuencia y la ausencia de mutaciones significativas. Así, se espera una detección eficaz de las diferentes especies de adenovirus y los genotipos relacionados.

En la tabla siguiente se muestra una lista de las especies y los genotipos relacionados que el ensayo pudo detectar de forma eficaz:

**Tabla 15 Especies y genotipos de adenovirus**

| Espece de adenovirus | Genotipos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>             | ADV-12, ADV-18, ADV-31, ADV-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>B</b>             | ADV-3, ADV-7, ADV-11, ADV-14, ADV-16, ADV-21, ADV-34, ADV-35, ADV-50, ADV-55, ADV-64, ADV-66, ADV-68, ADV-76, ADV-77, ADV-78, ADV-79, ADV-106, ADV-114                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>C</b>             | ADV-1, ADV-2, ADV-5, ADV-6, ADV-57, ADV-89, ADV-104, ADV-108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>D</b>             | ADV-8, ADV-9, ADV-10, ADV-13, ADV-15, ADV-17, ADV-19, ADV-20, ADV-22 to ADV-30, ADV-32, ADV-33, ADV-36, ADV-37, ADV-38, ADV-39, ADV-42 to ADV-49, ADV-51, ADV-53, ADV-54, ADV-56, ADV-58, ADV-59, ADV-60, ADV-62, ADV-63, ADV-65, ADV-67, ADV-69, ADV-70 to ADV-75, ADV-80 to ADV-88, ADV-90 to ADV-103, ADV-105, ADV-107, ADV-109, ADV-110, ADV-111, ADV-113, ADV-115, ADV-116. |
| <b>E</b>             | ADV-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>F</b>             | ADV-40, ADV-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>G</b>             | ADV-52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**11.5 Marcadores potencialmente interferentes: reactividad cruzada**

La reactividad cruzada potencial de los microorganismos imprevistos que pueden encontrarse en muestras clínicas se evaluó mediante un análisis informático. El análisis no presentó ninguna homología reseñable con otros microorganismos imprevistos (virus, procariotas, hongos, bacteriófagos, invertebrados y humanos). por lo tanto, no cabe esperar reactividad cruzada.

**11.6 Sustancias potencialmente interferentes: Inhibición**

La inhibición potencial provocada por las sustancias potencialmente interferentes (endógenas y exógenas) que pueden encontrarse en las muestras clínicas se evaluó para el ensayo analizando un panel de sustancias a la concentración pertinente en muestras positivas para ADV.

En los apartados siguientes se muestran los resultados de cada matriz.

**Tabla 16 Sangre recogida en EDTA**

| Muestras       | Pos/Dup de ADV | Resultado      |
|----------------|----------------|----------------|
| Etanol         | 5/5            | Sin inhibición |
| Ampicilina     | 5/5            | Sin inhibición |
| Azitromicina   | 5/5            | Sin inhibición |
| Vancomicina    | 5/5            | Sin inhibición |
| Ganciclovir    | 5/5            | Sin inhibición |
| Aciclovir      | 5/5            | Sin inhibición |
| Fluconazol     | 5/5            | Sin inhibición |
| Ciclosporina A | 5/5            | Sin inhibición |
| EDTA           | 5/5            | Sin inhibición |
| Heparina       | 5/5            | Sin inhibición |

En el caso de la muestras de sangre recogida en EDTA, las sustancias analizadas no interfirieron en la amplificación del ADV ni en la del Internal Control.

**Tabla 17 Plasma recogido en EDTA**

| Muestra        | Pos/Dup de ADV | Resultado      |
|----------------|----------------|----------------|
| Etanol         | 5/5            | Sin inhibición |
| Ampicilina     | 5/5            | Sin inhibición |
| Azitromicina   | 5/5            | Sin inhibición |
| Vancomicina    | 5/5            | Sin inhibición |
| Ganciclovir    | 5/5            | Sin inhibición |
| Aciclovir      | 5/5            | Sin inhibición |
| Fluconazol     | 5/5            | Sin inhibición |
| Ciclosporina A | 5/5            | Sin inhibición |
| EDTA           | 5/5            | Sin inhibición |
| Heparina       | 5/5            | Sin inhibición |
| Sangre         | 5/5            | Sin inhibición |

En el caso de las muestras de plasma recogido en EDTA, las sustancias analizadas no interfirieron en la amplificación del ADV ni en la del Internal Control.

### 11.7 Repetibilidad

La repetibilidad dentro de las sesiones y entre sesiones del ensayo se evaluó en el ELITe InGenius y el ELITe BeGenius analizando un panel de muestras de sangre recogida en EDTA, que incluían una muestra negativa y dos muestras enriquecidas con material de referencia certificado de ADV (Primer estándar internacional de la OMS para técnicas de amplificación de ácidos nucleicos con ADN de adenovirus humano, código NIBSC: 16/324).

En las tablas siguientes se incluye un ejemplo de repetibilidad dentro de las sesiones (en un día).

**Tabla 18 Repetibilidad dentro de las sesiones con el ELITe InGenius**

| Muestra   | N | Ct medio | DE   | %CV  | % de concordancia |
|-----------|---|----------|------|------|-------------------|
| Negativas | 8 | -        | -    | -    | 100 %             |
| 3×LoD     | 8 | 35,58    | 0,51 | 1,43 |                   |
| 10×LoD    | 8 | 34,09    | 0,49 | 1,44 |                   |

**Tabla 19 Repetibilidad dentro de las sesiones con el ELITe BeGenius**

| Muestra   | N | Ct medio | DE   | %CV  | % de concordancia |
|-----------|---|----------|------|------|-------------------|
| Negativas | 8 | -        | -    | -    | 100 %             |
| 3×LoD     | 8 | 36,72    | 0,38 | 1,03 |                   |
| 10×LoD    | 8 | 34,99    | 0,28 | 0,80 |                   |

En las tablas siguientes se incluye un ejemplo de repetibilidad entre sesiones (en dos días).

**Tabla 20 Repetibilidad entre sesiones con el ELITe InGenius**

| Muestra   | N  | Ct medio | DE   | %CV  | % de concordancia |
|-----------|----|----------|------|------|-------------------|
| Negativas | 16 | -        | -    | -    | 100 %             |
| 3×LoD     | 16 | 35,67    | 0,55 | 1,53 |                   |
| 10×LoD    | 16 | 34,05    | 0,42 | 1,23 |                   |

**Tabla 21 Repetibilidad entre sesiones con el ELITe BeGenius**

| Muestra   | N   | Ct medio | DE   | %CV  | % de concordancia |
|-----------|-----|----------|------|------|-------------------|
| Negativas | 16  | -        | -    | -    | 100 %             |
| 3×LoD     | 15* | 36,61    | 0,40 | 1,10 |                   |
| 10×LoD    | 16  | 34,90    | 0,31 | 0,88 |                   |

\* Uno de los 16 duplicados dio un resultado no válido y se excluyó del análisis.

En el ensayo de repetibilidad, el producto **ADENOVIRUS ELITe MGB Kit** detectó todas las muestras tal como se esperaba y presentó una variabilidad máxima de los valores Ct de la diana inferior al 5 %.

## 11.8 Reproducibilidad

La reproducibilidad del ensayo se evaluó en el **ELITe InGenius** y el **ELITe BeGenius** analizando un panel de muestras de ADN recogida en EDTA, que incluían una muestra negativa y dos muestras enriquecidas con material de referencia certificado de ADV (Primer estándar internacional de la OMS para técnicas de amplificación de ácidos nucleicos con ADN de adenovirus humano, código NIBSC: 16/324).

En las tablas siguientes se incluye un resumen de la reproducibilidad entre instrumentos (en dos instrumentos).

**Tabla 22 Reproducibilidad entre instrumentos con el ELITe InGenius**

| Muestra   | N | Ct medio | DE   | %CV  | % de concordancia |
|-----------|---|----------|------|------|-------------------|
| Negativas | 8 | -        | -    | -    | 100 %             |
| 3×LoD     | 8 | 35,91    | 0,67 | 1,87 |                   |
| 10×LoD    | 8 | 34,42    | 0,39 | 1,13 |                   |

**Tabla 23 Reproducibilidad entre instrumentos con el ELITe BeGenius**

| Muestra   | N | Ct medio | DE   | %CV  | % de concordancia |
|-----------|---|----------|------|------|-------------------|
| Negativas | 8 | -        | -    | -    | 100 %             |
| 3×LoD     | 8 | 37,64    | 0,70 | 1,86 |                   |
| 10×LoD    | 8 | 35,77    | 0,68 | 1,91 |                   |

En las tablas siguientes se incluye un resumen de la reproducibilidad entre lotes (en dos lotes).

**Tabla 24 Reproducibilidad entre lotes con el ELITE InGenius**

| Muestra   | N | Ct medio | DE   | %CV  | % de concordancia |
|-----------|---|----------|------|------|-------------------|
| Negativas | 8 | -        | -    | -    | 100 %             |
| 3×LoD     | 8 | 35,85    | 0,45 | 1,25 |                   |
| 10×LoD    | 8 | 34,34    | 0,50 | 1,45 |                   |

**Tabla 25 Reproducibilidad entre lotes con el ELITE BeGenius**

| Muestra   | N | Ct medio | DE   | %CV  | % de concordancia |
|-----------|---|----------|------|------|-------------------|
| Negativas | 8 | -        | -    | -    | 100 %             |
| 3×LoD     | 8 | 37,09    | 0,60 | 1,62 |                   |
| 10×LoD    | 8 | 35,38    | 0,32 | 0,92 |                   |

En el ensayo de reproducibilidad, el producto **ADENOVIRUS ELITE MGB Kit** detectó todas las muestras tal como se esperaba y presentó una variabilidad máxima de los valores Ct de la diana inferior al 5 %.

### 11.9 Factor de conversión a unidades internacionales

El factor de conversión, para notificar los resultados cuantitativos en unidades/mL partiendo de copias/mL, se calculó para cada matriz utilizando un panel de diluciones de material de referencia certificado de ADV (Primer estándar internacional de la OMS para técnicas de amplificación de ácidos nucleicos con ADN de adenovirus humano, código NIBSC: 16/324).

En la tabla siguiente se resumen los resultados de cada matriz.


**Tabla 26 Factor de conversión a unidades internacionales con el ELITE InGenius**

| Matriz                  | Fc (UI copias) |
|-------------------------|----------------|
| Sangre recogida en EDTA | 2,6            |
| Plasma recogido en EDTA | 1,9            |

El Fc calculado se confirmó para cada matriz utilizando el ELITE InGenius y el ELITE BeGenius. Los resultados obtenidos se analizaron mediante un análisis de regresión ortogonal y lineal con el fin de calcular la relación entre los métodos.


En las figuras siguientes se muestran los resultados de cada matriz.

#### Sangre



El análisis de regresión ortogonal generó una intersección de 0,120 (IC del 95 %: -0,010; 0,249) y una pendiente de 0,981 (IC del 95 %: 0,955; 1,006).

## Plasma



El análisis de regresión ortogonal generó una intersección de 0,188 (IC del 95 %: 0,094; 0,282) y una pendiente de 0,981 (IC del 95 %: 0,962; 1,000).

### 11.10 Sensibilidad diagnóstica: confirmación de las muestras positivas

La sensibilidad diagnóstica del ensayo, expresada como confirmación de las muestras clínicas positivas, se evaluó analizando en el ELITe InGenius y el ELITe BeGenius muestras clínicas certificadas como positivas para ADN de ADV o enriquecidas con material de referencia de ADN de ADV (Primer estándar de la OMS para técnicas de amplificación de ácidos nucleicos con ADN de adenovirus humano, código NIBSC: 16/324). Como los dos instrumentos presentaron un rendimiento analítico equivalente, puede suponerse que los resultados de sensibilidad diagnóstica obtenidos con el instrumento ELITe InGenius son aplicables también al instrumento ELITe BeGenius y viceversa.

Los resultados se resumen en la tabla siguiente:

**Tabla 27**

| Muestras                                           | N  | positi-<br>vas | negativas | % de sensibilidad<br>diagnóstica |
|----------------------------------------------------|----|----------------|-----------|----------------------------------|
| Sangre recogida en EDTA y positiva para ADN de ADV | 5  | 5              | 0         | 100                              |
| Sangre recogida en EDTA enriquecida con ADV        | 56 | 56             | 0         |                                  |
| Sangre                                             | 61 | 61             | 0         |                                  |
| Plasma recogido en EDTA y positivo para ADN de ADV | 75 | 75             | 0         | 100                              |

### 11.11 Especificidad diagnóstica: confirmación de las muestras negativas

La especificidad diagnóstica del ensayo, expresada como confirmación de las muestras clínicas negativas, se evaluó en el ELITe InGenius y el ELITe BeGenius analizando muestras clínicas, que se certificaron como negativas o supuestamente negativas para ADN de ADV.

Como los dos instrumentos presentaron un rendimiento analítico equivalente, puede suponerse que los resultados de especificidad diagnóstica obtenidos con el instrumento ELITe InGenius son aplicables también al instrumento ELITe BeGenius y viceversa.

Los resultados se resumen en la tabla siguiente:

**Tabla 28**

| Muestras                                           | N  | positivas | negativas | % de especificidad diagnóstica |
|----------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------------------------------|
| Sangre recogida en EDTA y negativa para ADN de ADV | 86 | 0         | 86        | 100                            |
| Plasma recogido EDTA y negativo para ADN de ADV    | 68 | 1         | 67        | 98,5                           |

El valor de corte para el Ct del Internal Control se ha establecido a 35 para el ELITE InGenius y el ELITE BeGenius en el caso de muestras de plasma.

El valor de corte para el Ct del Internal Control se ha establecido a 35 para el ELITE InGenius y el ELITE BeGenius en el caso de muestras de sangre.

## 12 BIBLIOGRAFÍA

Saitoh - Inagawa W. et al. (1996) J. Clin. Microbiol. 34: 2113 - 2116

Wong S. *et al.* (2008) J. Med. Virol. 80: 856 - 865

E. A. Lukhtanov *et al.* (2007) Nucleic Acids Res. 35: e30

Shieh WJ, (2022) Biomedical Journal 45: 38-49

K. Linnet et al. (2004) Clin. Chem. 50: 732–740

C. N. Kotton *et al.* (2025) Transplantation 109: 1066-1110

## 13 LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO

Utilizar este producto únicamente con las siguientes muestras clínicas: sangre recogida en EDTA y plasma recogido en EDTA.

No se dispone de datos sobre el rendimiento del producto con ADN extraído de las siguientes muestras clínicas: lavados nasales, exudados nasales, sobrenadantes fecales y líquido cefalorraquídeo.

Los resultados obtenidos con este producto dependen de que las muestras se identifiquen, recojan, transporten, conserven y procesen de forma apropiada. Por lo tanto, con el fin de evitar resultados incorrectos, es necesario prestar especial atención durante estos pasos y seguir estrictamente las instrucciones incluidas con los productos.

Debido a su alta sensibilidad analítica, el método de PCR en tiempo real utilizado en este producto puede desarrollar contaminación con las muestras clínicas positivas, los controles positivos y los propios productos de la PCR. Una contaminación cruzada puede dar lugar a resultados falsos positivos. El formato del producto está diseñado para limitar la posibilidad de una contaminación cruzada. No obstante, esta solo puede evitarse procediendo conforme a las prácticas correctas de laboratorio y siguiendo estas instrucciones de uso.

Para utilizar este producto y con el fin de evitar accidentes con consecuencias potencialmente graves para el usuario y otras personas, se requiere personal cualificado y con la formación necesaria para procesar muestras biológicas potencialmente infecciosas o productos químicos clasificados como peligrosos.

Con el fin de evitar accidentes con consecuencias potencialmente graves para el usuario y otras personas, este producto requiere el uso de un equipo de protección individual y áreas que sean adecuadas para procesar muestras biológicas potencialmente infecciosas o productos químicos clasificados como peligrosos.

Con el fin de evitar resultados falsos positivos, este producto requiere el uso de un equipo de protección individual e instrumentos especiales expresamente destinados a la configuración de la sesión de trabajo de que se trate.

Con el fin de evitar resultados incorrectos, este producto debe ser manipulado por profesionales debidamente formados y cualificados en técnicas de biología molecular, como la extracción, la PCR y la detección de ácidos nucleicos.

Debido a las diferencias inherentes que existen entre las distintas tecnologías, se recomienda a los usuarios realizar estudios de relación entre los diversos métodos para evaluar dichas diferencias antes de pasar a una nueva tecnología.

Un resultado negativo obtenido con este producto indica que el ADN de la diana no se ha detectado en el ADN extraído de la muestra, si bien no puede descartarse que el ADN de la diana presente un título inferior al límite de detección del producto (consultar la sección «Características de rendimiento»). En este caso, el resultado puede ser un falso negativo.

En ocasiones, los resultados obtenidos con este producto pueden ser no válidos debido a un error del Internal Control. En este caso, la muestra debe volver a analizarse, comenzando por la extracción, lo que puede implicar retrasos en la obtención de los resultados finales.

Asimismo, la existencia de posibles polimorfismos, inserciones o eliminaciones en la región del ADN a la que se dirigen los cebadores y las sondas del producto puede afectar negativamente a la detección y la cuantificación del ADN diana.

Como con cualquier otro producto sanitario para diagnóstico, los resultados obtenidos con este producto deben interpretarse en combinación con los datos clínicos y los resultados de otras pruebas analíticas del paciente.

Como en cualquier otro producto sanitario para diagnóstico, este producto presenta un riesgo residual de obtener resultados no válidos o erróneos. Este riesgo residual no se puede eliminar ni reducir aún más. En determinadas situaciones, el riesgo residual puede hacer que se tomen decisiones incorrectas, con consecuencias potencialmente graves para el paciente. No obstante, este riesgo residual asociado al uso previsto del producto se ha ponderado con los beneficios potenciales para el paciente y se ha evaluado como aceptable.

## 14 PROBLEMAS Y SOLUCIONES

**Tabla 29**

| Reacción no válida del calibrador Q-PCR-Standard, de la curva de calibración o del Positive Control |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posibles causas                                                                                     | Soluciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Error de configuración del instrumento.                                                             | Comprobar la posición de la PCR Mix, de los calibradores Q-PCR Standard y del Positive Control.<br>Comprobar los volúmenes de la PCR Mix, de los calibradores Q-PCR Standard y del Positive Control.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Degradación de la PCR Mix.                                                                          | No utilizar la PCR Mix durante más de 5 sesiones independientes: 3 horas en el bloque refrigerado de la «Inventory Area» (área del inventario) o en la «Cooler Unit».<br>No utilizar la PCR Mix para más de 3 sesiones consecutivas: 7 horas en el bloque refrigerado de la «Inventory Area» (área del inventario) o en la «Cooler Unit».<br>No dejar la PCR Mix a temperatura ambiente durante más de 30 minutos.<br>Utilizar una nueva alícuota de la PCR Mix. |
| Degradación de los calibradores «Q-PCR-Standard» o del Positive Control.                            | No utilizar el Q-PCR Standard para más de 4 sesiones independientes: 2 horas cada una en el área de extracción o en la «Cooler Unit».<br>No utilizar el Positive Control para más de 4 sesiones independientes: 3 horas cada una en el área de extracción o en la «Cooler Unit».<br>Utilizar nuevas alícuotas de los calibradores Q-PCR-Standard o del Positive Control.                                                                                         |
| Error del instrumento.                                                                              | Contactar con el servicio técnico de ELITechGroup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Tabla 30

| Reacción no válida del Negative Control                                                                                             |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posibles causas                                                                                                                     | Soluciones                                                                                                                     |
| Error de configuración del instrumento.                                                                                             | Revisar la posición de la PCR Mix y del Negative Control.<br>Comprobar los volúmenes de la PCR Mix y del Negative Control.     |
| Contaminación del Negative Control.                                                                                                 | No utilizar el Negative Control para más de una sesión.<br>Utilizar una nueva alícuota de agua para biología molecular.        |
| Contaminación del PCR Mix.                                                                                                          | Utilizar una nueva alícuota de la PCR Mix.                                                                                     |
| Contaminación del área de extracción, de las gradillas, del «Inventory Block» (administrador de inventarios) o de la «Cooler Unit». | Limpiar las superficies con detergentes acuosos, lavar las batas y sustituir los probetas y las puntas que se hayan utilizado. |
| Error del instrumento.                                                                                                              | Contactar con el servicio técnico de ELITechGroup.                                                                             |

Tabla 31

| Reacción no válida de la muestra                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posibles causas                                                             | Soluciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Error de configuración del instrumento.                                     | Comprobar la posición de la PCR Mix, del Internal Control y de la muestra. Comprobar los volúmenes de la PCR Mix, del Internal Control y de la muestra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Degradación de la PCR Mix.                                                  | No utilizar la PCR Mix para más de 5 sesiones independientes: 3 horas cada una en la «Inventory Area» (área del inventario) o en la «Cooler Unit».<br>No utilizar la PCR Mix durante más de 3 sesiones consecutivas: 7 horas en el bloque refrigerado de la «Inventory Area» (área del inventario) o en la «Cooler Unit» (unidad de refrigeración).<br>No dejar la PCR Mix a temperatura ambiente durante más de 30 minutos.<br>Utilizar una nueva alícuota de la PCR Mix. |
| Degradación de la plantilla del Internal Control.                           | Utilizar una nueva alícuota de la Internal Control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Inhibición debida a la presencia de sustancias interferentes en la muestra. | Repetir la amplificación con una dilución de 1:2 en agua para biología molecular de la muestra eluida en una sesión en el modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR).<br>Repetir la extracción con una dilución de 1:2 en agua para biología molecular de la muestra en una sesión realizada en el modo de procesamiento «Extract + PCR» (Extracción + PCR).                                                                                                              |
| Error del instrumento.                                                      | Contactar con el servicio técnico de ELITechGroup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Tabla 32

| Error en el cálculo del Ct                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posibles causas                                                                                          | Soluciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Concentración demasiado alta de la diana en la muestra o muestra con una señal de fluorescencia anómala. | <p>Si se observa una amplificación importante en el gráfico de la PCR, seleccionar el carril relativo a la muestra y aprobar manualmente el resultado como positivo.</p> <p>Si no se observa ninguna amplificación en el gráfico de la PCR, seleccionar el carril relativo a la muestra y aprobar manualmente el resultado como negativo, o bien dejarlo como no válido.</p> <p>Si se requiere un valor Ct:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Repetir la amplificación de la muestra eluida con una dilución de 1:10 en agua para biología molecular de la muestra en una sesión realizada en el modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR).</li> <li>- Repetir la extracción de la muestra con una dilución de 1:10 en agua para biología molecular en una sesión realizada en el modo de procesamiento «Extract + PCR» (Extracción + PCR).</li> </ul> |

Tabla 33

| Tasa anormalmente alta de resultados positivos dentro de la misma sesión (reacciones con valores de Ct tardíos similares) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posibles causas                                                                                                           | Soluciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contaminación entre muestras durante los pasos preanalíticos.                                                             | <p>Limpiar la micropipeta con una solución reciente de hipoclorito de sodio (lejía) al 3 % o un limpiador de ADN/ARN después de pipetear cada muestra.</p> <p>No utilizar pipetas de Pasteur. Las pipetas deben ser del tipo de desplazamiento positivo o utilizarse con puntas con filtro para aerosoles.</p> <p>Introducir las muestras en las últimas posiciones de los instrumentos, tal como se indica en la interfaz. Seguir la secuencia de carga indicada por el software.</p> |
| Contaminación medioambiental en el laboratorio                                                                            | <p>Limpiar todas las superficies que están en contacto con el operador y las muestras (inclusive las pipetas) con solución de hipoclorito de sodio (lejía) al 3 % reciente o limpiador de ADN/ARN.</p> <p>Realizar un ciclo de descontaminación con radiación UV.</p> <p>Utilizar una nueva probeta de la PCR Mix o del CPE.</p>                                                                                                                                                       |

## 15 SÍMBOLOS



Número de catálogo.



Límite superior de temperatura.



Código de lote.



Fecha de caducidad (último día del mes).



Producto sanitario para diagnóstico *in vitro*.



Cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos sanitarios para diagnóstico *in vitro*. Certificación emitida por la TÜV SÜD Product Service GmbH, Alemania.



Identificador único del producto



Contenido suficiente para <<N>> análisis.



Consulte las instrucciones de uso



Contenido.



Manténgase fuera de la luz del sol



Fabricante.

## 16 NOTA PARA LOS USUARIOS

Cualquier incidente grave que se produzca en relación con el producto deberá comunicarse al fabricante y a las autoridades competentes del Estado miembro en el que resida el usuario o el paciente. Para informar a ELITechGroup S.p.A., que es el fabricante de este producto, debe utilizarse la dirección de correo electrónico [egspa.vigilance@elitechgroup.com](mailto:egspa.vigilance@elitechgroup.com).

No obstante, cuando este sistema informático se encuentre en funcionamiento, se proporcionará un «Resumen de seguridad y rendimiento» a través de la base de datos europea sobre productos sanitarios (Eudamed). Antes de que se publique la declaración de plena funcionalidad de Eudamed, el «Resumen de seguridad y rendimiento» se pondrá a disposición del público sin retrasos indebidos cuando se solicite escribiendo un correo electrónico a la dirección [emd.support@elitechgroup.com](mailto:emd.support@elitechgroup.com).

## 17 AVISO PARA EL COMPRADOR: LICENCIA LIMITADA

Este producto contiene reactivos fabricados por Thermo Fisher Scientific, que se venden conforme a acuerdos de licencia entre ELiTechGroup S.p.A. y sus afiliadas y Thermo Fisher Scientific. El precio de compra de este producto incluye derechos limitados y no transferibles para utilizar únicamente esta cantidad de producto exclusivamente para las actividades del comprador directamente relacionadas con el diagnóstico humano. Para obtener información sobre cómo adquirir una licencia para este producto con fines distintos de los indicados anteriormente, contactar con el departamento de licencias de Thermo Fisher Scientific. Correo electrónico: [outlicensing@thermofisher.com](mailto:outlicensing@thermofisher.com).

Los reactivos de detección ELiTe MGB® están cubiertos por una o varias patentes de EE. UU., 7319022, 7348146, 7541454, 7671218, 7723038, 7767834, 8163910, 8969003, 9056887, 9085800, 9169256, 9328384, 10677728, 10738346, 10890529, así como por las patentes europeas 2689031, 2714939, 2736916, 2997161 y por solicitudes de patentes pendientes en la actualidad.

ELiTe InGenius® y las tecnologías ELiTe BeGenius® están cubiertos por patentes y solicitudes de patentes.

Esta licencia limitada permite a la persona o a la entidad a la que se ha suministrado este producto utilizar este y los datos generados con el uso del producto exclusivamente para diagnóstico humano. Ni ELiTechGroup S.p.A. ni sus licenciarios conceden ninguna otra licencia, ni expresa ni implícita, para ningún otro propósito.

## Appendix A ADENOVIRUS ELITE MGB Kit utilizado junto con las plataformas de la serie Genius®



### ATENCIÓN

Este documento es una versión simplificada de las instrucciones de uso oficiales. Consulte el documento completo antes de utilizar el producto visitando el enlace [www.elitech-group.com](http://www.elitech-group.com).

### Uso previsto

El producto **ADENOVIRUS ELITE MGB® Kit** es un producto sanitario para diagnóstico *in vitro* concebido para uso por parte de profesionales sanitarios como ensayo cuantitativo de ácidos nucleicos mediante PCR en tiempo real para la **detección y cuantificación de ADN de adenovirus (ADV) humano**, extraído de muestras clínicas.

El sistema se ha validado para el uso con los instrumentos **ELITE InGenius®** y **ELITE BeGenius®**, que son sistemas automatizados e integrados para la extracción, la PCR en tiempo real y la interpretación de resultados utilizando muestras humanas de sangre recogida en EDTA y de plasma recogido en EDTA.

El producto se utiliza como ayuda en el diagnóstico de infecciones por adenovirus en pacientes en los que se sospecha la presencia de alguna infección por este virus y en el seguimiento en pacientes que tienen que someterse al tratamiento de una infección por adenovirus.

Los resultados deben interpretarse en combinación con todas las observaciones clínicas pertinentes del paciente así como los resultados de otras pruebas de laboratorio.


### Secuencia amplificada

| Secuencia        | Gen                           | Fluoróforo | Canal |
|------------------|-------------------------------|------------|-------|
| Diana            | Gen de la proteína hexón      | FAM        | ADV   |
| Internal Control | Gen de la beta globina humana | AP525      | IC    |

### Matriz validada

- Sangre recogida en EDTA
- Plasma recogido en EDTA

### Contenido del kit y productos relacionados

| ADENOVIRUS ELITE MGB Kit                                                                                                              | ADENOVIRUS ELITE Standard                                                                                                                                                                                                                                              | ADENOVIRUS - ELITE Positive Control                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  X 4                                               |  X 2                                                                                                                                                                                |  X 2                                       |
| PCR Mix lista para el uso<br>4 probetas de 540 µL<br>96 reacciones por kit<br>5 ciclos de congelación/descongelación por cada probeta | 4 niveles listos para el uso:<br>10 <sup>5</sup> copias/reacción, 10 <sup>4</sup> copias/reacción, 10 <sup>3</sup> copias/reacción, 10 <sup>2</sup> copias/reacción.<br>2 conjuntos de 4 probetas de 200 µL<br>4 ciclos de congelación/descongelación por cada probeta | PC listo para el uso<br>2 probetas de 160 µL<br>8 reacciones por kit<br>4 ciclos de congelación/descongelación por cada probeta |

Período de estabilidad máximo: **24 meses**

Temperatura de almacenamiento:  
**-20 °C**

## Otros productos necesarios no proporcionados con el kit

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Instrumento ELITe InGenius: INT030.</li> <li>Instrumento ELITe BeGenius: INT040.</li> <li>ELITe InGenius SP 200: INT032SP200.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>CPE - Internal Control: CTCPE</li> <li>Consumibles para el <b>ELITe InGenius</b> y el <b>ELITe BeGenius</b> (consulte las instrucciones de uso del ELITe InGenius y del ELITe BeGenius)</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Protocolos ELITe InGenius y ELITe BeGenius

|                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                                           |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>› Volumen de la muestra</li> <li>› Volumen del CPE</li> <li>› Volumen de elución total</li> </ul> | 200 µL<br>10 µL<br>100 µL | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Volumen inicial de PCR del eluido</li> <li>› Volumen de la Q - PCR Mix</li> <li>› Frecuencia de los controles</li> <li>› Frecuencia de la calibración</li> </ul> | 20 µL<br>20 µL<br>15 days<br>60 days |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

## Rendimiento del ELITe InGenius y de ELITe BeGenius

| Matriz | Límite de detección |           | Sensibilidad diagnóstica | Especificidad diagnóstica | Linealidad              |                        | Factor de conversión (UI/copias) |
|--------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
|        | UI/mL               | Copias/mL |                          |                           | UI/mL                   | Copias/mL              |                                  |
| Sangre | 117                 | 89        | 100                      | 100                       | $117 - 6,5 \times 10^7$ | $45 - 2,5 \times 10^7$ | 2,6                              |
| Plasma | 45                  | 47        | 100                      | 98,5                      | $89 - 6,5 \times 10^7$  | $47 - 3,4 \times 10^7$ | 1,9                              |

## Preparación de la muestra

Este producto está concebido para utilizarlo en uno de los instrumentos **ELITe InGenius** o **ELITe BeGenius** con las siguientes muestras clínicas, identificadas conforme a las directrices para laboratorios y obtenidas, transportadas y conservadas en las condiciones siguientes:

| Tipo de muestra | Requisitos de obtención | Condiciones transporte/almacenamiento     |                  |               |               |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
|                 |                         | de +16 °C a +26 °C (temperatura ambiente) | de +2 °C a +8 °C | -20 °C ±10 °C | -70 °C ±15 °C |
| Sangre          | EDTA                    | ≤24 horas                                 | ≤3 días          | ≤30 días      | ≤30 días      |
| Plasma          | EDTA                    | ≤24 horas                                 | ≤3 días          | ≤30 días      | ≤30 días      |

EDTA: ácido acético

## Procedimientos con el ELITe InGenius

La interfaz del ELITe InGenius guía al usuario paso a paso durante la configuración de la sesión. Todos los pasos, a saber, la extracción, la PCR en tiempo real y la interpretación de los resultados, se realizan automáticamente. Existen dos modos operativos, a saber, sesión completa «Extract + PCR» (Extracción + PCR) y «PCR only» (Solo PCR).

**Antes del análisis**

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> Encender el ELiTe InGenius.<br>Iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña correspondientes.<br>Seleccionar el modo «Closed». | <b>2.</b> Verificar los calibradores: <b>Q-PCR Standard</b> en el menú «Calibration» (Calibración).<br>Verificar los controles: <b>Positive Control</b> y <b>Negative Control</b> en el menú «Controls» (Controles).<br>Nota: todos los componentes tienen que haberse procesado y aprobado y no deben estar caducados. | <b>3.</b> Descongelar las probetas de <b>PCR Mix</b> y de <b>CTRCPE</b> .<br>Agitar suavemente en un vórtex.<br>Centrifugar durante 5 segundos. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Procedimiento 1. Serie completa: «Extract + PCR» (Extracción + PCR); p. ej., muestras**

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> Seleccionar «Perform Run» (Realizar ejecución) en la pantalla táctil.                                                                      | <b>2.</b> Verificar los volúmenes de extracción.<br>«Input»: «200 µL»; «Elution» (Elución): «100 µL»                                                      | <b>3.</b> Escanear los códigos de barras de las muestras con el lector de códigos de barras manual, o bien introducir directamente el ID de la muestra. |
| <b>4.</b> Seleccionar el protocolo deseado en «Assay Protocol» (Protocolo de ensayo):<br>ADV ELiTe_WB_200_100 o<br>ADV ELiTe_PL_200_100.             | <b>5.</b> Seleccionar el método «Extract + PCR» (Extracción + PCR) y la posición de la muestra: Probeta primaria o «Extraction Tube» (Tubo de extracción) | <b>6.</b> Cargar la PCR Mix y el Internal Control en el «Inventory Block» (administrador de inventarios).                                               |
| <b>7.</b> Cargar: El PCR Cassette, el cartucho de extracción, el «Elution Tube» (Tubo de elución), las puntas y las gradillas de muestras primarias. | <b>8.</b> Cerrar la puerta. Iniciar la sesión de procesamiento.                                                                                           | <b>9.</b> Consultar, aprobar y almacenar los resultados.                                                                                                |

**NOTA!**

si necesita utilizar el modo de procesamiento «Extract Only» (Solo extracción) consulte las instrucciones de uso del instrumento para saber cómo realizar el procedimiento.

**Procedimiento 2. «PCR Only» (Solo PCR); p. ej., eluidos, calibradores, controles**

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> Seleccionar «Perform Run» (Realizar ejecución) en la pantalla táctil.                                                                                                   | <b>2.</b> Verificar los volúmenes de extracción.<br>«Input»: «200 µL»; «Elution» (Elución): «100 µL»                           | <b>3.</b> Escanear los códigos de barras de las muestras con el lector de códigos de barras manual, o bien introducir directamente el ID de la muestra. |
| <b>4.</b> Seleccionar el protocolo deseado en «Assay Protocol» (Protocolo de ensayo): ADV ELiTe_PC y ADV ELiTe_NC, o ADV ELiTe_STD o ADV ELiTe_WB_200_100 o ADV ELiTe_PL_200_100. | <b>5.</b> Seleccionar el método «PCR Only» (Solo PCR) y establecer la posición de la muestra «Elution Tube» (Tubo de elución). | <b>6.</b> Cargar la PCR Mix en el «Inventory Block» (administrador de inventarios).                                                                     |
| <b>7.</b> Cargar: El PCR Cassette y la rejilla del «Elution Tube» (probeta de elución) con el ácido nucleico extraído.                                                            | <b>8.</b> Cerrar la puerta. Iniciar la sesión de procesamiento.                                                                | <b>9.</b> Consultar, aprobar y almacenar los resultados.                                                                                                |

**Procedimientos con el ELiTe BeGenius**

La interfaz del ELiTe BeGenius guía al usuario paso a paso durante la configuración de la sesión. Todos los pasos, a saber, la extracción, la PCR en tiempo real y la interpretación de los resultados, se realizan automáticamente. Existen dos modos operativos, a saber, sesión completa «Extract + PCR» (Extracción + PCR) y «PCR Only» (Solo PCR).

**Antes del análisis**

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> Encender el ELiTe BeGenius.<br>Iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña correspondientes.<br>Seleccionar el modo «Closed». | <b>2.</b> Verificar los calibradores: <b>Q-PCR Standard</b> en el menú «Calibration» (Calibración).<br>Verificar los controles: <b>Positive Control</b> y <b>Negative Control</b> en el menú «Controls» (Controles).<br>Nota: todos los componentes tienen que haberse procesado y aprobado y no deben estar caducados. | <b>3.</b> Descongelar las probetas de <b>PCR Mix</b> y de <b>CTRCPE</b> .<br>Agitar suavemente en un vórtex.<br>Centrifugar durante 5 segundos. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Procedimiento 1. Serie completa: «Extract + PCR» (Extracción + PCR); p. ej., muestras**

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> Seleccionar «Perform Run» (Realizar ejecución) en la pantalla táctil y, a continuación, hacer clic en el modo de procesamiento «Extract + PCR» (Extracción + PCR).                                                                      | <b>2.</b> Insertar el «Sample Rack» (Rack de muestras) con las muestras dotadas de códigos de barras en la «Cooling Unit». El escaneo de códigos de barras ya está activo.                                                          | <b>3.</b> Verificar los volúmenes de extracción:<br>Inicial: «200 µL», «Eluate» (Eluido): «100 µL»                                                  |
| <b>4.</b> Seleccionar el protocolo deseado en «Assay protocol» (Protocolo de ensayo)<br>ADV ELiTe_Be_WB_200_100 o<br>ADV ELiTe_Be_PL_200_100r<br><b>Nota:</b> Si es necesario llevar a cabo una segunda extracción, repetir los pasos del 2 al 4. | <b>5.</b> Imprimir las etiquetas para incluir el código de barras correspondiente en los «Elution Tubes» (tubos de elución) vacíos. Cargar las probetas en la «Elution Rack» (rejilla de elución) e insertarla en la «Cooler Unit». | <b>6.</b> Cargar la PCR Mix y el Internal Control en la «Reagent Rack/Elution Rack» (rejilla de reactivos/elución) e insertarla en la «Cooler Unit» |
| <b>7.</b> Cargar la «PCR Rack» (rejilla de PCR) con el «PCR Cassette» y la «Extraction Rack» (rejilla de extracción), con los cartuchos de extracción «ELiTe InGenius SP 200» y los consumibles que se necesitan para la extracción.              | <b>8.</b> Cerrar la puerta. Iniciar la sesión de procesamiento.                                                                                                                                                                     | <b>9.</b> Consultar, aprobar y almacenar los resultados.                                                                                            |

**NOTA!**

si necesita utilizar el modo de procesamiento «Extract Only» (Solo extracción) consulte las instrucciones de uso del instrumento para saber cómo realizar el procedimiento.

**Procedimiento 2. «PCR Only» (Solo PCR); p. ej., eluidos, calibradores, controles**

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1.</b> Seleccione «Perform Run» (Realizar ejecución) en la pantalla táctil y, a continuación, hacer clic en el modo de procesamiento «PCR Only» (Solo PCR).</p>                                     | <p><b>2.</b> Cargar el ácido nucleico extraído o las probetas con códigos de barras de los controles en la «Elution Rack» (rejilla de elución) e insertarla en la «Cooler Unit».</p> | <p><b>3.</b> Para los controles: para cada «Position» (Posición), introducir el «Reagent name» (Nombre de reactivo), el «S/N» (Número de serie), el «Lot No» (Código de lote), la «Exp. Date» (Fecha de caducidad) y el «T/R» (Número de reacciones).<br/>Para los eluidos: para cada «Position» (Posición), introducir el «Sample ID» (ID de la muestra), la «Sample matrix» (Matriz de mestras), el «Extraction kit» (Kit de extracción) y el «Extracted eluate vol.» (Volumen de eluido extraído).</p> |
| <p><b>4.</b> Seleccionar el protocolo deseado en «Assay Protocol» (Protocolo de ensayo): ADV ELITe_Be_PC and ADV ELITe_Be_NC, o ADV ELITe_Be_STD o ADV ELITe_Be_WB_200_100 o ADV ELITe_Be_PL_200_100.</p> | <p><b>5.</b> Cargar la mezcla completa de reacción en la «Reagent/Elution Rack» (rejilla de reactivos/elución) e insertarla en la «Cooler Unit».</p>                                 | <p><b>6.</b> Cargar la «PCR Rack» con el «PCR Cassette».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>7.</b> Cerrar la puerta. Iniciar la sesión de procesamiento.</p>                                                                                                                                    | <p><b>8.</b> Consultar, aprobar y almacenar los resultados.</p>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

ELITechGroup S.p.A.  
C.so Svizzera, 185, 10149 Turín, Italia  
Teléfono: +39-011 976 191  
Fax: +39-011 936 76 11  
Correo electrónico: [emd.support@elitechgroup.com](mailto:emd.support@elitechgroup.com)  
Página web: [www.elitechgroup.com](http://www.elitechgroup.com)

