





URIFAST 2

REF **22297**

CPD 0138 FR-EN-2021-06

ABAQUE DE COULEUR / COLOR CHART

Tests de sensibilité aux antibiotiques / Antimicrobial susceptibility testing	
<p>jaune/yellow vert / green vert foncé / dark green</p> 	<p>bleu foncé / dark blue bleu / blue</p> 
<p>+ RESISTANT (R)</p>	<p>- SENSIBLE (S)</p>



ELITech MICROBIO
Parc d'activités du plateau, Allée d'Athènes,
83870 SIGNES (FRANCE), <http://www.elitechgroup.com>