













URIFAST 2

REF

22297

CPD 0138 FR-EN-2024-06 NCE

ABaque DE COULEUR / COLOR CHART

Tests de sensibilité aux antibiotiques / <i>Antimicrobial susceptibility testing</i>									
<div>jaune/yellow</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>					<div>vert / green</div> <div>vert foncé / dark green</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				
<div>+</div> <div>RESISTANT (R)</div>					<div>-</div> <div>SENSIBLE (S)</div>				