



GAMME COMPLÈTE D'ÉCOUVILLONS STÉRILES

Prélèvement, transport et conservation des échantillons.
Gamme en constante évolution de volume et de format.
Référencés dans de nombreuses centrales publiques.
Conforme à la norme CLSI M40-A2.

- ◆ Σ-VCM®
- ◆ Σ-VIROCULT®
- ◆ Σ-TRANSWAB®
- ◆ FECAL TRANSWAB®

ÉCOUVILLONS & MILIEUX DE TRANSPORT



Σ-VCM®

Transport et conservation des virus, Chlamydiae, Mycoplasmes & Neisseria gonorrhoeae

- Compatibles avec les tests de biologie moléculaire et la gamme MYCOFAST®.
- Stockage et transport à température ambiante et compatible avec les diagnostics moléculaires et de culture.
- Croissance des bactéries et champignons contaminants inhibée grâce aux antibiotiques contenus dans le milieu.



Σ-VIROCULT®

Transport et conservation des virus

- Compatible avec les diagnostics moléculaires et de culture.
- Système recommandé par le Ministère de la Santé pour le transport et la conservation des virus de la grippe (souche H5N1, souche H1N1...) à température ambiante.



Σ-TRANSWAB®

Transport et conservation des bactéries aérobies, anaérobies & fastidieuses

- Variantes disponibles pour l'ORL, le SARM, etc.
- Écouvillon en mousse à alvéoles augmentant la sensibilité des procédures.
- Milieu Amies liquide pour une viabilité des germes pendant minimum 48h à température ambiante ou à 4-8°C.



FECAL TRANSWAB®

Transport et conservation des entérobactéries à partir d'échantillons de selles

- Fonctionne avec les systèmes PCR et les techniques moléculaires, détectant les pathogènes entériques.
- Milieu Cary Blair pour une viabilité pendant minimum 48h à température ambiante ou à 4-8°C de shigella, campylobacter, salmonella, yersinia. Avantage chez les patients pédiatriques.

► PROCÉDURE



Ouvrir



Prélever et décharger



Casser



Refermer au maximum



Réouvrir, l'écouvillon est capté.
Non garantie pour les tiges fines.

► RÉFÉRENCES

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	VOLUME	CONSERVATION	COULEUR BOUCHON
Σ-VCM	MW910S/MW910S3ML	Écouvillon Sigma VCM	1/3 mL	1an	Rouge
	MW911S/MW919S/MW911S3ML	Écouvillon Sigma VCM tige fine	1/3 mL	1 an	Rouge
	MW915T/MW916T	Sigma Milieu VCM	1/3 mL	1 an	Rouge
Σ-VIROCULT	MW951S	Écouvillon Sigma Virocult	1 mL	2 ans	Vert
	MW951SENT/MW950SENT	Écouvillon Sigma Virocult tige fine	1/2 mL	2 ans	Vert
	MW951SE23ML	Écouvillon Sigma Virocult 1 tige fine & 1 tige standard	3 mL	2 ans	Vert
	MW951T200/MW950T50/MW951T3	Milieu Virocult	1/2/3 mL	2 ans	Vert
Σ-TRANSWAB	MW176S/MW176S2ML	Écouvillon Sigma Transwab Amies Liquide	1/2 mL	2 ans	Violet
	MW177S/MW177S2ML	Écouvillon Sigma Transwab Amies Liquide tige fine	1/2 mL	2 ans	Orange
	MW167S	Écouvillon Double Sigma Transwab Amies Liquide	1 mL	2 ans	Blanc
FECAL TRANSWAB	MW168S	Écouvillon Fecal Transwab Milieu Cary Blair	2 mL	1 an	Bleu



NOUS CONTACTER

ELITech Microbio
19 allée d'Athènes
83870 Signes

Tél. : +33 4 83 36 10 82
Fax : +33 4 83 36 10 81

STERILE R CE 1639 MD : MedicalWire (UK)

Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur les étiquetages ou dans les notices d'utilisation des produits.

ELITechGroup
EMPOWERING IVD

www.elitechgroup.com
em-marketing@elitechgroup.com